Agitateur orbital mini Clearline

- **Livré avec plateforme antidérapante**
- **Garantie 5 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	50 - 300
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	240 x 200
Charge maximale (kg)	4
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	333 x 298 x 120
Poids (kg)	5,5
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**060956CL**
CHF	**NC -**



Plateformes

Référence	Désignation	CHF
060964B	Plateforme à rouleaux ajustables	**NC -**
060957	Plateforme magnétique Magic Clamp 240 x 295 mm	**NC -**

Accessoires pour plateforme Magic Clamp

Référence	Désignation	CHF
060962	Pince magnétique pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
060961	Pince magnétique pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
060960	Pince magnétique pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
060959	Pince magnétique pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
060958	Pince magnétique pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
062647	Pince magnétique ajustable pour Erlenmeyer 125, 250 et 500 ml	**NC -**
060963	Rack pour 30 tubes 15 ml et 20 tubes 50 ml	**NC -**

Agitateur orbital Rotamax 120 Heidolph

- **Livré complet avec plateau antidérapant**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	20 - 300
Orbite (mm)	20
Dimensions plateforme (mm)	220 x 220
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0 - 120 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	245 x 310 x 125
Poids (kg)	5,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Indice de protection	IP 30
Référence	**498643**
CHF	**NC -**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
498641	Cadre support à 2 rouleaux	**NC -**

Agitateur orbital KM 2 et KM 2 Akku

- **Livré avec plateforme antidérapante**

Agitateur KM 2 Akku

Batterie intégrée pour l'utilisation nomade, autonomie 40h.

Modèle	KM 2	KM 2 Akku
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	5 - 220	
Orbite (mm)	20	
Dimensions plateforme (mm)	200 x 295	
Charge maximale (kg)	2	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 à 99h59 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	250 x 415 x 145	
Poids (kg)	8,1	10,5
Conditions d'utilisation	+4 à +45 °C / 95% HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**497070**	**497031**
CHF	**NC -**	**NC -**



selon modèle

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com