Agitateur orbital charge moyenne

Agitateurs orbitaux Stuart SSM1 et SSL1



SSM1 livré en standard



SSL1

Agitateur SSM1
Livré avec une plateforme antidérapante.

Agitateur SSL1
Livré avec une plateforme à 4 rouleaux.

Modèle	SSM1	SSL1
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	16	
Dimensions plateforme (mm)	220 x 200	335 x 335
Charge maximale (kg)	3	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Poids (kg)	5	11
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80% HR	
Référence	**090790**	**001344**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
001345	Plateforme 510 x 510 mm à 6 rouleaux pour SSL1	**NC -**
090791	Plateforme 220 x 220 mm à 4 rouleaux pour SSM1	**NC -**
090792	Plateforme 340 x 300 mm 8 microplaques pour SSM1	**NC -**
090793	Couvercle plexiglass transparent pour SSM1	**NC -**

Agitateur orbital Orbital-Genie Mini-100 et Mini-300



079151



079149 + 2x 079164

Agitateur orbital Mini-100
Livré avec plateforme antidérapante.

Agitateur orbital Mini-300
Livré avec une plateforme au choix.

Modèle	Mini-100	Mini-300		
Interface	Analogique			
Vitesse (rpm)	20 - 100	30 - 300		
Orbite (mm)	19			
Dimensions plateforme (mm)	290 x 290	305 x 305		
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	350 x 350 x 76			
Poids (kg)	3,5	10,25		
Conditions d'utilisation	0 à +38 °C / 95% HR			
Livré avec plateforme	Antidérapante	A rouleaux	Universelle pour pinces	Antidérapante
Référence	**079149**	**079151**	**079152**	**079153**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079164	Plateforme empillable avec tapis antidérapant pour Mini-100	**NC -**
079178	Plateforme empillable avec tapis antidérapant pour Mini-300	**NC -**
079087	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
079088	Pince pour Erlenmeyer 150 ml	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
079089	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
079090	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
079091	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
079092	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**

Agitateur orbital digital SK-0330-PRO





Interface RS232 pour le contrôle à distance via ordinateur

Livré avec plateforme à 4 rouleaux

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	10 - 500
Orbite (mm)	10
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 19h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	370 x 420 x 100
Poids (kg)	13,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**861019B**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
861024	Plateforme antidérapante pour culture de cellules	**NC -**
861023	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
861110	Pinces pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
861111	Pinces pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
861063	Pinces pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
861064	Pinces pour Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
861065	Pinces pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**