
Agitateur orbital charge moyenne

Agitateur orbital MS-NOR-30



- **Livré avec plateforme antidérapante**
- **Possibilité d'inversion du sens de rotation**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	0 - 200
Orbite (mm)	20
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Charge maximale (kg)	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 - 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	260 x 310 x 130
Poids (kg)	7
Conditions d'utilisation	Ambiant à +40 °C
Référence	**022057B**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022239	Plateforme empilable avec tapis antidérapant	**NC -**
022240	Tapis à picots 300 x 300 mm	**NC -**

Agitateur orbital digital

thermoscientific



- **Livré avec plateforme universelle pour pinces**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	50 - 500
Orbite (mm)	10
Dimensions plateforme (mm)	310 x 284
Charge maximale (kg)	4,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	Jusqu'à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	383 x 284 x 130
Poids (kg)	14,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**229202**
CHF	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
229216	Plateforme avec tapis antidérapant	**NC -**
229219	Plateforme pour 6 microplaques	**NC -**
229208	Plateforme universelle	**NC -**
229204	Tapis antidérapant 322 x 282 mm	**NC -**
229205	Tapis antidérapant à picots 322 x 282 mm	**NC -**
229206	Bande de fixation élastique (les 6)	**NC -**
229215	Tapis adhésif 14 x 14 cm	**NC -**
229207	Attache universelle	**NC -**

Pinces et supports pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
229209	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
229210	Pince pour Erlenmeyer 100/125 ml	**NC -**
229211	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
229212	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
229213	Pince pour Erlenmeyer 1 l	**NC -**
229214	Pince pour Erlenmeyer 2 l	**NC -**
229220	Support pour 50 tubes 1,5 ml	**NC -**
229221	Support pour 40 tubes 15 ml	**NC -**
229222	Support pour 21 tubes 50 ml	**NC -**

Agitateur orbital Orbital-Genie



- **Livré avec une plateforme au choix**

Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	10 - 300		
Orbite (mm)	35		
Dimensions plateforme (mm)	460 x 460		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 99 h		
Dimensions (l x p x h) (mm)	590 x 500 x 241		
Poids (kg)	21		
Conditions d'utilisation	0 à +38 °C / 95 % HR		
Livré avec plateforme	Antidérapante	A rouleaux	Universelle pour pinces
Référence	**079084**	**079085**	**079086**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
079095	Rouleau de rechange	**NC -**

Pinces de maintien

Référence	Désignation	CHF
079087	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
079088	Pince pour Erlenmeyer 125/150 ml	**NC -**
079089	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
079090	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
079091	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
079092	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**