Agitateurs orbitaux charge lourde

Agitateurs orbitaux Solaris SK 2000 et SK 4000



- **Connexion USB et Ethernet pour l'extraction de l'historique des évènements et le transfert de programme**
- **Système d'entrainement tripe excentrique**
- **Niveau de bruit inférieur à 62dB**
- **Livré sans support, à compléter avec une plateforme au choix**

Modèle	SK 2000	SK 4000
Interface	Tactile	
Vitesse (rpm)	15 - 525	
Orbite (mm)	25,4	
Dimensions plateforme (mm)	305 x 356	457 x 762
Charge maximale (kg)	25	43
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programme	
Minuteur	0 à 99h59 min	
Programmation	jusqu'à 99 programmes	
Dimensions (l x p x h) (mm)	469 x 364 x 141	648 x 573 x 177
Poids (kg)	14,1	17,7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Référence	**229112**	**229113**
CHF	**NC -**	**NC -**



Retrouver des accessoires supplémentaires (plateformes superposables, pinces, demi-racks...) sur www.milian.com

Pinces de maintien

Référence	Désignation	CHF
078362	Pince pour microplaques	NC -
078365	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	NC -
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	NC -
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
078371	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Tapis adhésifs

Référence	Désignation	CHF
047959	Tapis adhésif 9 x 9 in	NC -
079612	Tapis adhésif 5,5 x 5,5 in	NC -

Plateformes pour agitateur SK 2000

Référence	Désignation	CHF
229114	Plateforme universelle 305 x 356 mm	NC -
229117	Plateforme universelle 457 x 457 mm	NC -
229120	Plateforme universelle 457 x 610 mm	NC -

Plateformes pour agitateur SK 4000

Référence	Désignation	CHF
229114	Plateforme universelle 457 x 762 mm	NC -
229117	Plateforme universelle 610 x 914 mm	NC -

Racks pour tubes à essai

Référence	Désignation	CHF
078403	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	NC -
078404	Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	NC -
078405	Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	NC -
078406	Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	NC -
078407	Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	NC -
078517	Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	NC -

Agitateurs orbitaux Lauda Varioshake



- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	VS 8 OE	VS 8 O	VS 15 O	VS 30 O
Interface	Analogique	Digitale		
Vitesse (rpm)	20 - 500		20 - 300	20 - 250
Orbite (mm)	10		30	32
Dimensions plateforme (mm)	330 x 330		450 x 450	676 x 540
Charge maximale (kg)	8		15	30
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	0 à 60 min	1 min à 99h59 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	350 x 375 x 160	350 x 355 x 160	480 x 497 x 160	705 x 607 x 160
Poids (kg)	11		19,5	34
Conditions d'utilisation	+10 à +60 °C	+10 à +50 °C / 70 % HR		
Indice de protection	IP 20			
Référence	**910984**	**910652**	**910654**	**910985**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
910980	Tapis adhésif 200 x 200 mm	NC -
910659	Pince pour Erlenemeyer 25 ml	NC -
910660	Pince pour Erlenemeyer 50 ml	NC -
910661	Pince pour Erlenemeyer 100 ml	NC -
910662	Pince pour Erlenemeyer 200 ml	NC -
910844	Pince pour Erlenemeyer 250-300 ml	NC -
910663	Pince pour Erlenemeyer 500 ml	NC -
910664	Pince pour Erlenemeyer 1000 ml	NC -
910888	Pince pour Erlenemeyer 2000 ml	NC -
910885	Rack pour 24 tubes 12-17mm h.75-160 mm	NC -
910884	Rack pour 16 tubes 25-29mm h.75-160 mm	NC -
910910	Adaptateur pour microplaques	NC -

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
910656	Plateforme antidérapante pour VS 8 O	NC -
910655	Plateforme universelle pour pinces pour VS 8 O	NC -
910825	Plateforme à rouleaux pour VS 8 O	NC -
910847	Plateforme antidérapante pour VS 15 O	NC -
910657	Plateforme universelle pour pinces pour VS 15 O	NC -
910658	Plateforme à rouleaux pour VS 15 O	NC -
910886	Plateforme universelle pour pinces pour VS 30 O	NC -
910986	Plateforme à rouleaux pour VS 30 O	NC -