Agitateur orbital compact KS 15 A et KS 15 A control

- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

KS 15 A control

- **Controleur tactile utilisable avec des gants**
- **Affichage de la date et de l'heure**
- **Fonctions de programmation avec départ différé**
- **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**
- **Enregistrement des données**

Modèle	KS 15 A	KS 15 A control
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	30 - 420	
Orbite (mm)	17	
Dimensions plateforme (mm)	400 x 300	
Charge maximale (kg)	15	
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu	Minuteur, programme ou continu
Minuteur	0 - 120 min	0 - 99h 59 min 59s
Programmation	-	10 programmes / 10 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	510 x 490 x 150	
Poids (kg)	18	19
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 85 % HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**497035**	**497071**
CHF	**NC -**	**NC -**

NOUVEAU

IP 21

selon modèle



Module d'incubation pour SM 30 A

A poser sur l'agitateur pour une conversion en agitateur-incubateur;

Température	Ambiant +5 à +50 °C
Précision de température	± 1%
Dimensions int. (l x p x h) (mm)	490 x 410 x 310
Dimensions ext. (l x p x h) (mm)	510 x 450 x 455
Poids (kg)	21
Référence	**497068**
CHF	**NC -**



Plateformes

Référence	Désignation	CHF
497072	Plateforme Combifix 400 x 275 mm à 3 rouleaux	**NC -**
497073	Plateforme universelle 430 x 300 mm pour pinces	**NC -**

Accessoires pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
497015	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
497016	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
497017	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
497018	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**



Retrouvez les agitateurs orbitaux Buehler pour charge jusqu'à 30kg à la page 1468

