Agitateurs orbitaux charge lourde

Agitateurs orbitaux Innova Eppendorf

- **Alarme sonore de déviation de la vitesse de plus de 5 rpm de la valeur cible**
- **Moteur triple-excentrique à contre-balancement pour limiter les vibrations et les maintenances**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

NOUVEAU

eppendorf



M11910012



M11940012

Modèle	Innova 2000	Innova 2050	Innova 2100	Innova 2150	Innova 2300		Innova 2350	
Interface	Digitale							
Vitesse (rpm)	25 - 500				25 - 300		25 - 400	25 - 300
Orbite (mm)	19				25	51	25	51
Dimensions plate-forme (mm)	330 x 280	410 x 310	460 x 460	610 x 460	760 x 460		910 x 610	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur							
Minuteur	0,1 à 99,9 h							
Dimensions (l x p x h) (mm)	355 x 370 x 146	430 x 370 x 146	480 x 555 x 163	601 x 591 x 163	762 x 566 x 163		914 x 610 x 163	
Poids (kg)	15	16	34	36	48		52	
Condition d'utilisation	0 à +60 °C / 90 % HR							
Référence	**M11900002**	**M11900012**	**M11940002**	**M11940012**	**M11910002**	**M11910022**	**M11910012**	**M11910032**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Pour modèle		Innova 2000	Innova 2050	Innova 2100	Innova 2150	Innova 2300		Innova 2350	
Plateforme universelle pour pinces	Réf.	M10010240	M11909900	M12509902	M11949912	M12509920		PTL393	
	CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -		NC -	
Plateforme à rouleaux	Réf.	AG2UT	M11909907	M11949909	M11949921	-	-	-	-
	CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-
Plateforme antidérapante	Réf.	AG200	M11909908	M11949910	M11949922	AG00		-	-
	CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -		-	-
Kit d'enregistrement des données	Réf.	M11909909		M11949924					
	CHF	NC -		NC -					

Plate-formes dédiées avec clamp

Modèle	Innova 2000			Innova 2050			Innova 2100		
	Réf.	Capacité	CHF	Réf.	Capacité	CHF	Réf.	Capacité	CHF
Pour Erlenmeyer 25 ml	M11909919	32	NC -	M11909902	48	NC -	-	-	-
Pour Erlenmeyer 50 ml	M11909915	20	NC -	M11909903	35	NC -	M11949903	64	NC -
Pour Erlenmeyer 125 ml	M11909916	12	NC -	M11909904	20	NC -	M11949904	34	NC -
Pour Erlenmeyer 250 ml	M11909917	8	NC -	M11909905	12	NC -	M11949905	25	NC -
Pour Erlenmeyer 500 ml	M11909918	6	NC -	M11909906	8	NC -	M11949906	16	NC -
Pour Erlenmeyer 1 l	-	-	-	M11909911	6	NC -	M11949907	9	NC -

Modèle	Innova 2150			Innova 2300			Innova 2350		
	Réf.	Capacité	CHF	Réf.	Capacité	CHF	Réf.	Capacité	CHF
Pour Erlenmeyer 50 ml	M11949915	80	NC -	M11919908	108	NC -	-	-	-
Pour Erlenmeyer 125 ml	M11949916	48	NC -	M11919909	60	NC -	M11919912	96	NC -
Pour Erlenmeyer 250 ml	M11949917	35	NC -	M11919910	40	NC -	M11919913	70	NC -
Pour Erlenmeyer 500 ml	M11949918	20	NC -	M11919911	24	NC -	M11919914	40	NC -
Pour Erlenmeyer 1 l	M11949919	12	NC -	AG1	15	NC -	-	-	-
Pour Erlenmeyer 2 l	-	-	-	AG2	12	NC -	-	-	-



Retrouvez les accessoires et clamps sur milian.com