Agitateurs orbitaux pour charges lourdes Ohaus

- **Augmentation progressive de la vitesse pour éviter les éclaboussures**
- **Compatible avec les environnements riches en CO_2**
- **Livré avec plateforme antidérapante**



192101

192109


Modèle	SHHD1619AL	SHHD1619DG	SHHD2325AL	SHHD2325DG	SHHD4525DG	SHHD4550DG	SHHD6825DG	SHHD6850DG
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale				
Vitesse (rpm)	250 - 500	15 - 500	250 - 500	20 - 500	15 - 500	15 - 300	15 - 500	15 - 300
Orbite (mm)	19		25			51	25	51
Dimensions plateforme (mm)	279 x 330		457 x 610		610 x 610		610 x 910	
Charge maximale (kg)	16		22,7		45,5		68	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur							
Minuteur	1 à 120 min	1s à 160h	1 à 120 min	1s à 160h				
Dimensions (l x p x h) (mm)	413 x 355 x 149		610 x 678 x 149		729 x 678 x 170		744 x 914 x 170	
Poids (kg)	21,8		49		90,3		103,9	
Conditions d'utilisation	0 à +40°C	-10 à +60°C	0 à +40°C	-10 à +60 °C / 80 % HR				
Référence	**192100**	**192101**	**192104**	**192105**	**192106**	**192107**	**192108**	**192109**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plateformes supplémentaires

Pour modèle		SHHD1619AL SHHD1619DG				SHHD2325AL SHHD2325DG		SHHD4525DG SHHD4550DG	SHHD6825DG SHHD6850DG
Dimensions plateforme (mm)		280 x 330	330 x 330	460 x 460	610 x 460	610 x 460	760 x 460	610 x 610	910 x 610
Plateforme universelle pour pinces	**Réf.**	**192156**	**192157**	**192158***	**192159***	**192159**	**192161**	**192160**	**192162**
	CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateforme à rouleaux	**Réf.**	**-**	**-**	**192171**	**-**	**192172**	**192173****	**192174****	**192175****
	CHF	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateforme antidérapante	**Réf.**	**-**	**-**	**192169***	**192170***	**192170**	**-**	**-**	**-**
	CHF	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**

* Superposable avec un plateau empilable de mêmes dimensions en utilisation avec les entretoises ref. 192155
** Avec rouleaux surélevés, spécialement adaptés aux récipients de grande hauteur

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
192155	Entretoises pour superposition	**NC -**
192218	Portoir pour 70 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	**NC -**
192219	Portoir pour 63 tubes Ø 10-13 mm	**NC -**
192223	Portoir pour 35 tubes à centrifuger 15 ml	**NC -**
192224	Portoir pour 12 tubes à centrifuger 50 ml	**NC -**
192200	Pince inox pour bouteille 500 ml	**NC -**
192201	Pince inox pour bouteille 1000 ml	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
192189	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
192190	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
192191	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
192192	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
192193	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
192194	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**
192199	Pince pour Erlenmeyer 6000 ml	**NC -**



Retrouver les accessoires (plateformes dédiées, pinces, etc...) sur milian.com