Agitateurs orbitaux et/ou va-et-vient

Agitateur orbital et/ou va-et-vient SM 30 et SM 30 control



selon modèle

- **Livré avec plateforme antidérapante**

Agitateurs combinés orbital/va-et-vient SM 30 C

- **Type d'agitation sélectionnable entre orbital et va-et-vient**

Agitateurs type control

- **Controleur tactile utilisable avec des gants**
- **Affichage de la date et de l'heure**
- **Fonctions de programmation avec départ différé**
- **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**
- **Enregistrement des données**

Modèle	SM 30 A	SM 30 B	SM 30 C	SM 30 A control	SM 30 B control	SM 30 C control
Type d'agitation	Orbital	Va-et-vient	Combiné	Orbital	Va-et-vient	Combiné
Interface	Analogique			Digitale		
Vitesse (rpm)	5 - 300			15 - 300		
Amplitude (mm)	26	30	26	26	30	26
Dimensions plate-forme (mm)	560 x 400					
Charge maximale (kg)	30					
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			Continu, minuteur ou programme		
Minuteur	0 - 120 min			0 - 99h 59 min 59s		
Programmation	-			10 programmes / 10 étapes		
Dimensions (l x p x h) (mm)	680 x 610 x 160					
Poids (kg)	33					
Condition d'utilisation	+5 à +50 °C / 85 % HR					
Indice de protection	IP21					
Référence	**497046**	**497062**	**497028**	**497032**	**497060**	**497063**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Module d'incubation pour SM 30 A

A poser sur l'agitateur pour une conversion en agitateur-incubateur; Equipé d'un éclairage interne et d'une lampe de décontamination UV.



Température	Ambiant +5 à +50 °C
Précision de température	± 1%
Dimensions int. (l x p x h) (mm)	660 x 540 x 430
Dimensions ext. (l x p x h) (mm)	680 x 610 x 560
Poids (kg)	33
Référence	**497049**
CHF	**NC -**

Accessoires pour Combifix

Référence	Désignation	CHF
497050	Rouleau de maintien supplémentaire	NC -
497052	Kit de pinces pour ampoules à décanter	NC -
497053	Ressort de maintien de bouchon pour ampoules	NC -
497022	Portoir pour 68 tubes Ø 14 mm	NC -
497023	Portoir pour 44 tubes Ø 16 mm	NC -
497024	Portoir pour 44 tubes Ø 18 mm	NC -
497025	Portoir pour 14 tubes Ø 30 mm	NC -

Accessoires module d'incubation

Référence	Désignation	CHF
497059	Plateau non-agité 365 x 558 mm	NC -

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
497029	Plateforme Combifix à 5 rouleaux standards	NC -
497034	Plateforme Combifix à 4 rouleaux hauts	NC -
497054	Plateforme Combifix à 2 rouleaux pour ampoule	NC -
497033	Plateforme universelle pour pinces	NC -
497055	Plateforme universelle 2 niveaux h.300 mm	NC -

Plaques coulissantes pour plateforme 2 étages

Référence	Désignation	CHF
497048	Plaque coulissante à 5 rouleaux standards	NC -
497057	Plaque coulissante à 4 rouleaux hauts	NC -
497058	Plaque coulissante à 2 rouleaux pour ampoule	NC -
497056	Plaque coulissante universelle pour pinces	NC -

Accessoires pour plateformes et plaques coulissantes universelles

Référence	Désignation	CHF
497012	Pince pour Erlenmeyer 10 ml	NC -
497013	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	NC -
497014	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
497015	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	NC -
497016	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
497017	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
497018	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
497019	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	NC -
497020	Pince pour Erlenmeyer 3000 ml	NC -
497021	Pince pour Erlenmeyer 5000 ml	NC -
497026	Support de fixation de portoirs*	NC -

* Permet la fixation des portoirs pour tubes (cf. accessoires pour Combifix)