Agitateur orbital et vibrant PSU-20i Grant-Bio

- **3 types d'agitations :**
  - **Mouvement orbital classique**
  - **Mouvement orbital "réciproque" : course de 0 à 360° sur l'orbite avec inversion du sens**
  - **Mouvement vibrant : 0 à 5° suivant l'orbite, avec pulse jusqu'à 5s**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	20 - 250
Orbite (mm)	20
Charge maximale (kg)	8
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 96 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	410 x 410 x 130
Poids (kg)	13
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C
Référence	**144580**
CHF	**NC -**



WEB Retrouvez les plateformes sur milian.com

Agitateur combiné orbital & va-et-vient KL 2 Edmund Buehler

- **Type d'agitation sélectionnable entre orbital et va-et-vient**
- **Livré avec plateforme à 3 rouleaux**

Type d'agitation	& Combiné
Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	30 - 420
Orbite (mm)	8
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0 à 120 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	355 x 455 x 195
Poids (kg)	13,5
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 85 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**497030**
CHF	**NC -**



NOUVEAU

IP 21

WEB Retrouver les accessoires (rouleaux supplémentaires, portoirs pour tubes...) sur milian.com

Agitateurs va-et-vient

Agitateur va-et-vient de Kahn

- **Livré sans support, à compléter avec un portoir au choix**

Modèle	AVK15	AVK60
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	280 fixe*	
Amplitude (mm)	25	
Charge maximale (kg)	1,2	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	15 min	60 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 420 x 270	
Poids (kg)	11	
Référence	**024016**	**024017**
CHF	**NC -**	**NC -**

* Vitesse pour une charge de 1,2kg, la vitesse sera plus élevée pour une charge moindre



WEB Retrouver les packs appareil + portoirs sur milian.com

Portoirs pour tubes en position verticale

Référence	Désignation	CHF
024004	Portoir pour 30 tubes Ø 13,5 mm	**NC -**
024005	Portoir pour 60 tubes Ø 13,5 mm	**NC -**
024006	Portoir pour 24 tubes Ø 16,5 mm	**NC -**
024007	Portoir pour 8 tubes Ø 33 mm	**NC -**
024008	Portoir pour 8 tubes Ø 35,5 mm	**NC -**

Portoirs pour tubes en position horizontale

Référence	Désignation	CHF
024009	Portoir pour 30 tubes Ø 13,5 mm	**NC -**
024010	Portoir pour 60 tubes Ø 13,5 mm	**NC -**
024011	Portoir pour 24 tubes Ø 16,5 mm	**NC -**
024012	Portoir pour 8 tubes Ø 33 mm	**NC -**

Couvercle

Référence	Désignation	CHF
024018	Couvercle en metacrylate	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com