Agitateurs va-et-vient

Agitateur va-et-vient SSL 2 Stuart



- **Livré avec plateforme à 4 rouleaux**
- **Adapté aux environnements riches en CO2**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 250
Amplitude (mm)	20
Dimensions plateforme (mm)	335 x 335
Charge maximale (kg)	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 420 x 270
Poids (kg)	11
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**001346**
CHF	**NC -**

Agitateur va-et-vient digital SK-L330-PRO



- **Interface RS232 pour le contrôle à distance via ordinateur**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 350
Amplitude (mm)	10
Charge maximale (kg)	7,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 19h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	370 x 420 x 100
Poids (kg)	13
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**861020B**
CHF	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
861022	Plateforme à 4 rouleaux	**NC -**
861024	Plateforme antidérapante pour culture de cellules	**NC -**
861023	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
861110	Pinces pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
861111	Pinces pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
861063	Pinces pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
861064	Pinces pour Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
861065	Pinces pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**

Agitateur va-et-vient Pro 30



- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	6 - 150
Amplitude (mm)	10
Dimensions plateforme (mm)	300 x 330
Charge maximale (kg)	5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	20 à 120 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	255 x 320 x 160
Conditions d'utilisation	+4 à +70 °C
Référence	**096537**
CHF	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
096539	Plateforme antidérapante	**NC -**
096540	Plateforme double antidérapante	**NC -**
096541	Plateforme à ressorts	**NC -**
096542	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**

Pinces

Référence	Désignation	CHF
096543	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
096544	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
096545	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
096546	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**