Agitateurs 3D vitesse et angle fixe

Agitateurs 3D IKA Rocker 3D Basic



➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	Rocker 3D basic
Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	30 fixe
Angle d'agitation	8°
Dimensions plateforme (mm)	245 x 245
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 330 x 165
Poids (kg)	2,2
Conditions d'utilisation	+4 à +50 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**250279**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
250282	Tapis à picots	**NC -**
250283	Tapis pour 28 tubes 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250284	Tapis pour 16 tubes 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250285	Tapis pour 14 tubes 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250286	Tapis pour 10 tubes 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250287	Plateforme superposée sans tapis	**NC -**
250281	Tapis antidérapant	**NC -**

Agitateurs 3D à angle et vitesse fixe BlotBoy et BioMixer



➤ **Livré avec plateforme antidérapante et tapis à picots**

➤ **Garantie 2 ans**

Modèle	Mini BlotBoy	BlotBoy	MiniMixer	BioMixer
Interface	Analogique			
Vitesse (rpm)	10 fixe		20 fixe	
Angle d'agitation	8°		20°	
Dimensions plate-forme (mm)	270 x 190	300 x 300	270 x 190	300 x 300
Charge maximale (kg)	1,6		2	
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210
Poids (kg)	2			
Condition d'utilisation	+4 à +50 °C		+4 à +65 °C	
Référence	**060908**	**060914**	**060909**	**060915**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060904	Plateforme superposable antidérapante pour BlotBoy	**NC -**
060905	Plateforme superposable à picots pour BlotBoy	**NC -**
060910	Plateforme superposable antidérapante pour Mini BlotBoy	**NC -**
060911	Plateforme superposable à picots pour Mini BlotBoy	**NC -**

Agitateur 3D à angle et vitesse fixe Enduro Mini-Mix et GyroMini



096566



096615

➤ **Livré avec plateforme antidérapante ou plateforme à picots**

Modèle	GyroMini	Enduro Mini-Mix
Vitesse (rpm)	24 fixe	18 fixe
Angle d'agitation	20°	5°
Dimensions plateforme (mm)	200 x 165	
Charge maximale (kg)	0,8	
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	241 x 172 x 152	
Poids (kg)	0,88	
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C	
Type de plateforme	Antidérapante	A picots
Référence	**096566**	**096615**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096616	Mini blot box 91 x 66 mm volume 3-5 ml	**NC -**
096618	Blot box 117 x 89 mm volume 6-10 ml	**NC -**