# Agitateurs 3D angle ajustable

## Agitateurs 3D à angle ajustable ELED



- **Livré avec plateforme antidérapante, tapis à picots et 6 bandes élastiques de maintien**
- **Garantie 2 ans**

| | |
|---|---|
| Interface | Digitale |
| Vitesse (rpm) | 5 - 120 |
| Angle d'agitation | 1 à 12° |
| Dimensions plateforme (mm) | 316 x 276 |
| Charge maximale (kg) | 9,8 |
| Mode d'utilisation | Continu ou minuteur |
| Minuteur | Jusqu'à 99h59 min |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 383 x 295 x 224 |
| Poids (kg) | 13,5 |
| Conditions d'utilisation | +5 à +40 °C / 85 % HR |
| **Référence** | **229200** |
| **CHF** | **NC -** |

## Agitateur 3D à angle ajustable BenchRocker 3D



- **Livré avec plateforme antidérapante et tapis à picots**

| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Vitesse (rpm) | 2 - 30 |
| Angle d'agitation | 0 à 30° |
| Dimensions plateforme (mm) | 300 x 300 |
| Charge maximale (kg) | 2,3 |
| Mode d'utilisation | Continu |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 300 x 300 x 200 |
| Poids (kg) | 3,4 |
| Conditions d'utilisation | +4 à +65 °C |
| **Référence** | **060928** |
| **CHF** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **060904** | Plateforme additionnelle superposable antidérapante | **NC -** |
| **060905** | Plateforme additionnelle superposable à picots | **NC -** |

## Agitateur 3D GyroTwister



- **Livré avec plateforme antidérapante**

| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Vitesse (rpm) | 3 - 60 |
| Angle d'agitation | Jusqu'à 10° |
| Dimensions plateforme (mm) | 300 x 300 |
| Charge maximale (kg) | 5 |
| Mode d'utilisation | Continu ou minuteur |
| Minuteur | 20 à 120 min |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 330 x 352 x 210 |
| Poids (kg) | 6,6 |
| Conditions d'utilisation | +4 à +70 °C |
| **Référence** | **096560** |
| **CHF** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **096561** | Plateforme superposable 300 x 300 mm | **NC -** |
| **096562** | Plateforme antidérapante 400 x 400 mm | **NC -** |
| **096563** | Plateforme antidérapante 500 x 500 mm | **NC -** |
| **096564** | Tapis à picots 300 x 300 mm | **NC -** |
| **096565** | Elastiques de maintien | **NC -** |