Agitateurs 3D IKA Rocker 3D Digital

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	Rocker 3D digital
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	0 - 80
Angle d'agitation	0 à 15°
Dimensions plateforme (mm)	245 x 245
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1s à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 330 x 185
Poids (kg)	2,3
Conditions d'utilisation	+4 à +50 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**250280**
CHF	**NC -**



250280 + 250282 + 250283

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
250282	Tapis à picots	**NC -**
250283	Tapis pour 28 tubes 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250284	Tapis pour 16 tubes 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250285	Tapis pour 14 tubes 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250286	Tapis pour 10 tubes 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250287	Plateforme superposée sans tapis	**NC -**
250281	Tapis antidérapant	**NC -**

Agitateur 3D à angle ajustable Benchwaver

➤ **Angle d'agitation ajustable via l'interface**

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 105
Angle d'agitation	0 à 10°
Dimensions plateforme (mm)	343 x 330
Charge maximale (kg)	9
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	330 x 343 x 247,5
Poids (kg)	5,5
Conditions d'utilisation	+2 à +60 °C
Référence	**062648**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
062691	Plateforme additionnelle superposable	**NC -**
062692	Tapis rainuré pour tubes	**NC -**

Agitateurs 3D à angle ajustable Stuart SSM3 et SSL3

➤ **Angle d'agitation ajustable manuellement**

➤ **Livrés avec une plateforme antidérapante**

Modèle	SSM3	SSL3
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	5 - 70	
Angle d'agitation	3 à 12°	
Dimensions plateforme (mm)	235 x 235	355 x 355
Charge maximale (kg)	3	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 300 x 165	360 x 420 x 170
Poids (kg)	5	10
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Référence	**090786**	**090775**
CHF	**NC -**	**NC -**



090786 + 090787

Kit pour étages supplémentaires

Référence	Désignation	CHF
090787	Kit 2 plateformes superposées pour SSM3 h.125 mm	**NC -**
090776	Kit 2 plateformes superposées pour SSL3 h.125 mm	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com