Agitateurs rocker à angle ajustable

Agitateur rocker Everlast



➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	3 - 80
Angle d'agitation	0 à 20°
Dimensions plateforme (mm)	405 x 300
Charge maximale (kg)	7
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	405 x 330 x 153
Poids (kg)	9
Conditions d'utilisation	0 à +65 °C
Référence	**060996**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
060997	Plateforme superposable	**NC -**

Agitateur rocker à angle ajustable BenchRocker 2D



➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	2 - 30
Angle d'agitation	0 à 30°
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Charge maximale (kg)	2,3
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	300 x 300 x 200
Poids (kg)	3,4
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**060927**
CHF	**NC -**

Agitateur rocker II



➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

➤ **Garantie 2 ans**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	3 - 25
Angle d'agitation	0 à 20°
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Charge maximale (kg)	2,7
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	305 x 305 x 178
Poids (kg)	5,9
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C
Référence	**215018**
CHF	**NC -**

Agitateurs rocker 35 EZ



➤ **Angle d'agitation réglable manuellement**

➤ **Livré avec une ou deux plateformes superposables antidérapantes**

Modèle	1 plateforme	2 plateformes
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	10 - 120	
Angle d'agitation	Jusqu'à 20°	
Dimensions plateforme (mm)	350 x 350	
Charge maximale (kg)	5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	10 à 120 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 360 x 170	360 x 360 x 170
Poids (kg)	6,57	7,8
Conditions d'utilisation	-10 à +70 °C / 85 % HR	
Référence	**096785**	**096786**
CHF	**NC -**	**NC -**