Agitateur rocker à angle ajustable ELED

➤ **Livré avec plateforme antidérapante, tapis à picots et 6 bandes élastiques de maintien**

➤ **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	1 - 70
Angle d'agitation	1 à 15°
Dimensions plateforme (mm)	322 x 282
Charge maximale (kg)	4,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	Jusqu'à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	390 x 292 x 206
Poids (kg)	13,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 85 % HR
Référence	**229199**
CHF	**NC -**



thermoscientific

Agitateur rocker IKA Rocker 2D Basic et Digital

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	Rocker 2D Basic	Rocker 2D Digital
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	5 - 80	0 - 80
Angle d'agitation	8°	0 à 15°
Dimensions plateforme (mm)	245 x 245	
Charge maximale (kg)	2	
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur
Minuteur	-	1 s à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 330 x 150	
Poids (kg)	2,2	
Conditions d'utilisation	+4 à +50 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**250277**	**250278**
CHF	**NC -**	**NC -**

IKA®

selon modèle

IP 21



250277



250278

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
250282	Tapis à picots	**NC -**
250283	Tapis pour 28 tubes 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250284	Tapis pour 16 tubes 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250285	Tapis pour 14 tubes 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250286	Tapis pour 10 tubes 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250287	Plateforme superposée sans tapis	**NC -**
250281	Tapis antidérapant	**NC -**

Agitateurs rocker à angle fixe

Agitateurs rocker ProBlot 25

➤ **Livré avec une ou deux plateformes superposables antidérapantes**

Modèle	ProBlot 25 & 25D	ProBlot 25XL & 25XLD
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	5 - 120	
Angle d'agitation	7°	
Dimensions plateforme (mm)	260 x 200	300 x 300
Charge maximale (kg)	5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 à 2h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	290 x 320 x 145	325 x 360 x 145
Poids (kg)	5,3	
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C	
Référence 1 plateforme	**096567**	**096571**
CHF	**NC -**	**NC -**
Référence 2 plateformes	**096568B**	**096572**
CHF	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096564	Tapis à picots 300 x 300 mm	**NC -**
096565	Elastiques de maintien	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com