Agitateurs rockers à angle et vitesse fixe

Agitateur rocker Movil-Tub

- **Livré avec plateforme à rainure pour 12 tubes jusqu'à 20 x 160 mm**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	15 fixe
Angle d'agitation	25°
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 200 x 120
Poids (kg)	2,5
Référence	**068564**
CHF	**NC -**



Agitateur rocker BenchBlotter

- **Livré avec plateforme antidérapante**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	10
Angle d'agitation	8°
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Charge maximale (kg)	3,2
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	340 x 300 x 120
Poids (kg)	3
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**060903**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060904	Plateforme empilable antidérapante 300 x 300 mm	**NC -**
060905	Plateforme empilable à rainures 300 x 300 mm	**NC -**
060906	Tapis antidérapant 300 x 300 mm	**NC -**
060907	Tapis à picots 300 x 300 mm	**NC -**

Accessoires universels pour agitateurs à plateforme


Tapis antidérapant pour plateforme inox

- **A placer sur une surface en acier inox ou en aluminium anodisé**
- **Maintient des Erlenmeyer de 4l remplis au minimum à moitié d'eau jusqu'à 250 rpm**
- **Nettoyable à l'alcool**



Référence	Désignation	CHF
047959	Tapis antidérapant 230 x 230 mm	**NC -**

Adhésif RockerTape pour plateforme d'agitateurs



- **Utilisable avec les agitateurs orbitaux, va-et-vient, Rocker, 3D et dans les agitateurs-incubateurs, jusqu'à 250 rpm**

Référence	Désignation	Unités/ pack	CHF/ pack
047959	Tapis antidérapant 230 x 230 mm	3	**NC -**

Tapis antidérapants universel



Tapis pré-découpé

Tapis en rouleau



- **Utilisable avec tout agitateur jusqu'à 250 rpm**
- **N'empêche pas le basculement des récipients hauts**
- **Compatible avec les incubateurs jusqu'à 45°C**
- **Lavable à l'eau pour retrouver les propriétés initiales**
- **Antimicrobien**
- **Sans latex**

Tapis pré-découpé

Dimensions	Bleu	Rouge	Jaune	CHF
Ø 140 mm	**178008**	**178009**	**178010**	**NC -**
Ø 19à mm	**178011**	**178012**	**178013**	**NC -**
250 x 180 mm	**178014**	**178015**	**178016**	**NC -**
380 x 450 mm	**178017**	**178018**	**178019**	**NC -**

Tapis en rouleau

Dimensions	Bleu	Rouge	Jaune	CHF
200 mm x 1 m	**178020**	**178021**	**178022**	**NC -**
400 mm x 1 m	**178023**	**178024**	**178025**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com