Agitateurs rotatif à plateforme

Agitateurs rotatifs à plateforme Rotator Genie





- **Livré complet avec plateforme standard à élastiques ou magnétique selon modèle**
- **Garantie 2 ans**

Modèle	Standard	Magnetic
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	5 - 35	
Angle d'agitation	90 ou 45°	
Dimensions plateforme (mm)	260 x 260	290 x 315
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	400 x 400 x 175	
Poids (kg)	5,2	
Conditions d'utilisation	0 à +38 °C / 95 % HR	
Référence	**079110**	**079111**
CHF	**NC -**	**NC -**

Plateformes de remplacement

Réf.	Désignation	CHF
079112	Plateforme standard avec elastiques de maintien	**NC -**
079113	Plateforme magnétique à compléter avec supports	**NC -**

Supports magnétiques pour plateforme magnétique uniquement

Réf.	Désignation	Unités/ pack	CHF/ pack
079077	Support 12 pinces pour tubes Ø 10 - 13 mm	1	**NC -**
079078	Support 6 pinces pour tubes Ø 15 - 17 mm	1	**NC -**
079079	Support 3 pinces pour tubes Ø 28 - 30 mm	1	**NC -**
079002	Support 12 pinces pour tubes Ø 10 - 13 mm	6	**NC -**
079003	Support 6 pinces pour tubes Ø 15 - 17 mm	6	**NC -**
079004	Support 3 pinces pour tubes Ø 28 - 30 mm	6	**NC -**
079005	Barrettes acier inox	16	**NC -**
079027	Clip pour tube à hybridation	2	**NC -**
079028	Clip universel	2	**NC -**
079029	Boite magnétique pour 100 microtubes	1	**NC -**
079050	Clip pour flacon 100 ml	1	**NC -**

Agitateurs rotatifs à carrousels

Agitateurs rotatifs à carrousels Loopster IKA

IP 21

selon modèle



- **Livré sans support, à compléter avec un carrousel au choix**

Modèle	Loopster Basic	Loopster Digital
Interface	Analogique	Digital
Vitesse (rpm)	20 fixe	0 - 80
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°	
Capacité standard	Livré sans support	
Charge maximale (kg)	2	
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur
Minuteur	-	1 s à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	300 x 300 x 360	
Poids (kg)	3	
Conditions d'utilisation	+4 à +50 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**250292**	**250293**
CHF	**NC -**	**NC -**

Clips individuels

Référence	Désignation	CHF
250301	Clip individuel pour microtubes 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	**NC -**
250302	Clip individuel pour tubes 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250303	Clip individuel pour tubes à centrifuger 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250304	Clip individuel pour tubes à centrifuger 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250305	Clip individuel pour tubes à centrifuger 50 ml Ø 28 mm	**NC -**

Carrousels

Référence	Désignation	CHF
250294	Carrousel pour 48 microtubes 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	**NC -**
250295	Carrousel pour 24 tubes 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250296	Carrousel pour 20 tubes à centrifuger 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250297	Carrousel pour 12 tubes à centrifuger 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250298	Carrousel pour 12 tubes à centrifuger 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250299	Carrousel universel pour clips individuels	**NC -**