Agitateurs rotatifs à carrousel Clearline

- **Mode de rotation réversible avec angle de rotation sélectionnable**
- **Livré complet avec 3 carrousels**
- **Garantie 5 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	1 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°
Capacité standard	3 carrousels inclus : - 48 microtubes 1,5/2,0 ml - 20 tubes à centrifuger 15 ml - 20 tubes à centrifuger 50 ml
Charge maximale (kg)	-
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 s à 99 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 270 x 320
Poids (kg)	3,2
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**062646CL**
CHF	**NC -**



Agitateur rotatif à carrousel MX-RD-E

- **Livré complet avec adaptateurs pour tubes**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 80
Angle d'agitation	90° fixe
Capacité standard	60 microtubes 1,5/2,0 ml 16 tubes à centrifuger 15 ml 8 tubes à centrifuger 50 ml
Charge maximale (kg)	-
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	300 x 220 x 310
Poids (kg)	2
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**861069**
CHF	**NC -**



Agitateurs rotatifs à carrousels SB2 & SB3 Stuart

- **Livré sans support, à compléter par un tambour ou un carrousel au choix**

selon modèle

Modèle	SB2	SB3
Interface	Analogique	Digital
Vitesse (rpm)	20 fixe	2 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°	
Capacité standard	Livré sans support	
Charge maximale (kg)	-	
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur
Minuteur	-	1 à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 270 x 230	
Poids (kg)	3,2	
Conditions d'utilisation	+4 à +60 °C / 80 % HR	
Référence	**090434**	**090433**
CHF	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
090435	Carrousel 40 microtubes 1,5/2,0 ml Ø 12 mm position verticale	**NC -**
090436	Carrousel 20 tubes Ø 9 à 20 mm position verticale	**NC -**
090437	Carrousel 12 tubes 50 ml position verticale	**NC -**
001285	Adaptateur de superposition pour 2 carrousels	**NC -**
090438	Tambour 63 tubes Ø 12 mm position horizontale	**NC -**
090439	Tambour 63 tubes Ø 16 mm ou tubes 15 ml position horizontale	**NC -**
090440	Tambour 30 tubes Ø 26 mm position horizontale	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com