Agitateurs rotatifs type revolver

Agitateur rotatif Tube Revolver



- **Mode d'agitation standard ou "oscillation" : vibration tout les 40°**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	10 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°
Adaptateurs inclus	2 x 7 tubes 10/15 ml 2 x 7 tubes 5/7 ml 2 x 15 tubes 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubes 50 ml
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	225 x 154 x 195
Poids (kg)	1,2
Conditions d'utilisation	+4 à +60 °C
Référence	**079547**
CHF	**NC -**

Adaptateurs

Réf.	Pour tubes (ml)	Tubes/ adapt.	Unités/ pack	CHF/ pack
079548	10 / 15	7	2	**NC -**
079549	5 / 7	7	2	**NC -**
079550	1,5 / 2	15	2	**NC -**
079551	0,5 / 0,8	21	2	**NC -**
079552	50	6	1	**NC -**

Agitateurs rotatifs vitesse fixe ou variable



Modèle à vitesse variable

- **Mode d'agitation standard ou "oscillation" : vibration tout les 40°**

Modèle	Vitesse fixe	Vitesse variable
Interface	Analogique	Digital
Vitesse (rpm)	22 fixe	10 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°	
Adaptateurs inclus	2 x 7 tubes 10/15 ml, 2 x 7 tubes 5/7 ml, 2 x 15 tubes 1,5/2,0 ml, 1 x 6 tubes 50 ml	
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	225 x 148 x 195	
Poids (kg)	0,8	1,2
Conditions d'utilisation	+4 à +60 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**141270B**	**141381B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Adaptateurs

Référence	Pour tubes (ml)	Tubes/ adapt.	Unités/ pack	CHF/ pack
141266B	0,5 / 1	21	2	**NC -**
141267B	1,5 / 2	15	2	**NC -**
141268B	5 / 7	7	2	**NC -**
141269B	10 / 15	7	2	**NC -**
141271B	50	6	1	**NC -**

Plateforme magnétique

Référence	Désignation	CHF
841401	Plateforme magnétique	**NC -**
841402	Bande métalique 100 x 17 mm	**NC -**

Agitateur rotatif Revolver Labnet



Avec support standard pour 36 microtubes



Avec support pour tubes 50 ml

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	20 fixe
Angle d'agitation	0 - 90
Adaptateurs inclus	36 microtubes 1,5 / 2,0 ml
Charge maximale (kg)	0,8
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	239 x 217 x 152,4
Poids (kg)	2
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**096619**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096620	Support pour 10 tubes 15ml et 16 tubes 5-7 ml	**NC -**
096621	Support pour 6 tubes 50 ml	**NC -**

Agitateur rotatif MiniLabRoller



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	20 fixe
Angle d'agitation	0 ou 90°
Portoir inclus	36 microtubes 1,5 / 2,0 ml
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	213 x 102 x 126
Poids (kg)	1,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C
Référence	**096576**
CHF	**NC -**

Portoirs

Référence	Désignation	CHF
096578	Portoir 10 tubes 15 ml et 12 tubes Ø 13 mm	**NC -**
096579	Portoir 6 tubes 50 ml	**NC -**