Agitateurs rotatifs à branche

Agitateurs rotatifs à branche ClearLine

Le plus flexible de nos agitateurs rotatifs.

- **Programmation avancée avec un large choix de mode de rotation**
- **Livré avec adaptateurs pour tubes 1,5/2,0 ml, 15 ml et 50 ml**
- **Plateforme en option pour conversion en agitateur rocker**
- **Garantie 5 ans**

ClearLine®

Modèle	Standard	Mini
Interface	Digital	
Vitesse (rpm)	1 - 80	
Adaptateurs inclus	5 x 6 tubes 1,5/2,0 ml 8 x 1 tube 15 ml 2 x 1 tube 50 ml	2 x 6 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 1 tube 15 ml 2 x 1 tube 50 ml
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes	
Minuteur	1 s à 99h59 min	
Programmation	11 préréglages, 2 programmes libres	
Dimensions (l x p x h) (mm)	410 x 137 xx 199	290 x 137 x 199
Poids (kg)	2,27	1,8
Conditions d'utilisation	+2 à +70 °C	
Référence	**062649CL**	**062650CL**
CHF	**NC -**	**NC -**



Adaptateurs

Réf.	Ø tubes (mm)	Capa./ adapt.	Adapt. max / appareil		Position tubes	Adapt./ pack	CHF/ pack
			Standard	Mini			
062651	10 - 13	6	16	10	Verticale ou horizontale	2	**NC -**
062652	16 - 17	1	22	10	Verticale	2	**NC -**
062653	28 - 30	1	12	6	Verticale	2	**NC -**
062654	16 - 17	6	2	1	Horizontale	1	**NC -**
062655	28 - 30	6	2	1	Horizontale	1	**NC -**

Plateforme rocker

Référence	Désignation	CHF
062656	Plateforme 152 x 254 mm pour modèle standard	**NC -**
062657	Plateforme 152 x 127 mm pour modèle mini	**NC -**

Agitateurs rotatifs à branche multifonctions PTR-35 et PTR-60 Grant-Bio

- **Choix du mode d'agitation : complet, récipiproque, vibration ou pause**

Modèle	PTR-35	PTR-60
Interface	Digital	
Vitesse (rpm)	10 - 100	10 - 60
Capacité standard	26 microtubes 1,5/2,0 ml	48 microtubes 1,5/2,0 ml
Charge maximale (kg)	0,5	0,8
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 24 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	365 x 195 x 155	420 x 230 x 230
Poids (kg)	1,8	3,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR	
Référence	**144208B**	**144209**
CHF	**NC -**	**NC -**



Branche d'agitation pour PTR-60

Référence	Capacité	CHF
144225	8 tubes Ø 30 mm et 22 tubes Ø 15 mm	**NC -**
144226	14 tubes Ø 30 mm	**NC -**

Branche d'agitation pour PTR-35

Référence	Capacité	CHF
144606	26 tubes Ø 15 mm	**NC -**
144607	5 tubes 50 ml et 12 tubes Ø 15 mm	**NC -**
144608	10 tubes 50 ml	**NC -**
144609	10 tubes 50 ml avec clips	**NC -**
144610	26 tubes Ø 15 mm avec clips	**NC -**
1448847	1 plaque 96 puits	**NC -**

Agitateur rotatif à branche Intelli-Mixer RM-2

- **Large choix de modes de rotation différents**
- **Livré sans support, à compléter par une branche d'agitation au choix**

Modèle	RM-2S	RM-2M	RM-2L
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	1 - 99		
Capacité standard	Livré sans support		
Mode d'utilisation	Continu		
Dimensions (l x p x h) (mm)	316 x 125 x 168	344 x 125 x 168	420 x 125 x 168
Poids (kg)	1,5	1,6	1,9
Conditions d'utilisation	+10 à +50 °C / 80 % HR		
Référence	**065500**	**065509**	**065510**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Branches d'agitation dédiées

Pour	RM-2S			RM-2M			RM-2L		
ø tube (mm)	Nb. tubes	Réf.	CHF	Nb. tubes	Réf.	CHF	Nb. tubes	Réf.	CHF
8 - 11	28	065515S	NC -	32	065515M	NC -	44	065504	NC -
13	24	065514S	NC -	28	065514M	NC -	40	065503	NC -
16	14	065513S	NC -	16	065513M	NC -	20	065502B	NC -
30	8	065512S	NC -	10	065512M	NC -	14	065501	NC -
30 (horizontal)	-	065518-S	NC -	-	065518-M	NC -	-	065507	NC -

Branches d'agitation combinées

Référence	Capacité en tubes	Pour	CHF
065517-S	8 x Ø 8-11 mm, 4 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2S	**NC -**
065517-M	8 x Ø 8-11 mm, 8 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2M	**NC -**
065506	16 x Ø 8-11 mm, 12 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2L	**NC -**

Plateforme rocker

Référence	Capacité en tubes	Pour	CHF
065519-S	Plateforme 175,5 x 170 mm	RM-2S	**NC -**
065519-M	Plateforme 203,5 x 170 mm	RM-2M	**NC -**
065508	Plateforme 279,5 x 170 mm	RM-2L	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com