Agitateurs rotatifs pour flacons et bouteilles

Agitateur rotatif pour bouteilles Lauda Varioshake VS 20 OH



- **Système de fixation réglable en hauteur**
- **Mécanisme compact à faible usure avec équilibrage des masses**
- **Adapté à une utilisation continue**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	1 - 20
Capacité standard	12 récipients jusqu'à Ø 110 x h.270 mm
Charge maximale (kg)	20
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	770 x 700 x 715
Poids (kg)	62
Conditions d'utilisation	+10 à +40 °C
Référence	**910849**
CHF	**NC -**

Agitateurs rotatifs pour bouteilles Reax 20 Heidolph

heidolph

IP 21



Modèle	Reax 20/4	Reax 20/8	Reax 20/12
Interface	Analogique		
Vitesse (rpm)	1 - 16		
Capacité standard	4 bouteilles	8 bouteilles	12 bouteilles
	Jusqu'à Ø 136 x h. 160-270 mm		
Charge maximale (kg)	30		
Mode d'utilisation	Continu		
Dimensions (l x p x h) (mm)	490 x 520 x 465	770 x 520 x 465	1050 x 520 x 465
Poids (kg)	23	28	33
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP21		
Référence	**498712**	**498606**	**498607**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
499688	Adaptateur pour bouteilles 500 ml	4	**NC -**
333007	Adaptateur pour bouteilles 1000 ml	4	**NC -**

Agitateur rotatif pour bouteilles Reax 2 Heidolph

heidolph

IP 21



- **Livré complet avec support universel pour bouteilles réglable en hauteur**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	20 - 100
Dimensions plateforme (mm)	230 x 160
Compatibilité	Récipients h. 45 - 160 mm
Charge maximale (kg)	&
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	510 x 150 x 235
Poids (kg)	5,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Conditions d'utilisation	IP21
Référence	**498608**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF/ carton
498609	Portoir pour 20 tubes Ø 10 - 18 mm	**NC -**