Agitateurs-incubateurs orbitaux petite capacité

Agitateur-incubateur orbital Genie Temp-Shaker



- **Capot transparent à trois ouvertures : porte avant, basculement latéral ou retrait complet**
- **Plateforme à changement rapide, sans outils**
- **Livré avec une plateforme au choix**
- **Garantie 2 ans**

Modèle	Genie Temp-Shaker 100	Genie Temp-Shaker 300		
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	20 - 100	35 - 300		
Orbite (mm)	19			
Gamme de température (°C)	28 - 75°C			
Dimensions plateforme (mm)	305 x 305			
Hauteur utile (mm)	305			
Charge maximale (kg)	3			
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	450 x 480			
Poids (kg)	9			
Conditions d'utilisation	0 à 38 °C / 95 % HR			
Livré avec plateforme	Antidérapante	A rouleaux	Universelle pour pinces	Adhésive
Référence	**079170**	**079171**	**079172**	**079173**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

WEB

Retrouvez les plateformes de remplacement sur www.milian.com

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079161	Tapis adhésif de rechange	**NC -**
079093	Bande adhésive double-face 25,4 mm x 1,5 m	**NC -**
079087	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
079088	Pince pour Erlenmeyer 125/150 ml	**NC -**
079089	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
079090	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
079091	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
079092	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**

Agitateurs-incubateurs orbital Stuart SI500



- **Traitement antibactérien BioCote**
- **Suivi informatisé des paramètres par connexion USB**
- **Plateforme coulissante permettant un chargement facile**
- **Livré avec plateforme à rouleaux**
- **Garantie 3 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	30 - 300
Orbite (mm)	16
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60 °C
Précision (°C)	± 0,5
Dimensions plateforme (mm)	335 x 335
Hauteur utile (mm)	250
Charge maximale (kg)	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 s à 9 j
Dimensions (l x p x h) (mm)	450 x 474 x 522
Poids (kg)	30
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**001638**
CHF	**NC -**

Portoirs pour tubes pour SI500

Référence	Désignation	CHF
001639	Portoir pour 64 microtubes 1,5 ml	**NC -**
001640	Portoir pour 25 tubes à centrifuger 15 ml	**NC -**
001641	Portoir pour 12 tubes à centrifuger 50 ml	**NC -**
001642	Portoir pour 16 conteneurs 30 ml	**NC -**

Agitateur-incubateur orbital Benchtop 222DS



- **Livré avec cable USB et logiciel SmartChack pour le contrôle par ordinateur et l'enregistrement des paramètres**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	20 - 300
Orbite (mm)	19
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +70 °C
Précision (°C)	± 0,5
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	370 x 530 x 400
Poids (kg)	19,5
Référence	**096666**
CHF	**NC -**

Portoirs et pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
096670	Portoir pour 3 microplaques	**NC -**
096671	Portoir pour 6 tubes 15 ou 50 ml	**NC -**
096672	Pince plastique pour fiole 125 ml	**NC -**
096673	Pince plastique pour fiole 250 ml	**NC -**
096674	Pince plastique pour fiole 500 ml	**NC -**
096675	Pince plastique pour fiole 1000 ml	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096667	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
096669	Tapis antidérapant 150 x 150 mm	**NC -**
096668	Etagère pour boites de Petri	**NC -**