
Agitateur-incubateur orbital NB-205

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	NB-205	NB-T205
Interface	Digitale	Tactile
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	30	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60 °C	
Précision (°C)	± 0,2	
Dimensions plateforme (mm)	250 x 310	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme
Minuteur	1 min à 47h59 min	1s à 99h59 min
Programmation	-	4 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	285 x 400 x 290	
Poids (kg)	13	
Référence	**995011**	**995040**
CHF	**NC -**	**NC -**



A : Plateforme avec 12 pinces pour Erlenmeyer
B : Plateforme à ressorts
C : Plateforme pour 4 microplaques



selon modèle

WEB Retrouvez les plateformes dédiées sur www.milian.com

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
995017	Plateforme universelle pour pinces et racks	**NC -**
995015	Plateforme à ressorts	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
995021	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
995022	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
995023	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**

Racks pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
995026	Rack inclinable pour 56 tubes Ø14 mm	**NC -**
995027	Rack inclinable pour 32 tubes Ø16 mm	**NC -**
995028	Rack inclinable pour 32 tubes Ø19 mm	**NC -**
995029	Rack inclinable pour 10 tubes 50 ml Ø30 mm	**NC -**

Agitateur-incubateur orbital MaxQ Mini 4450

➤ **Accélération progressive pour limiter les projections**
➤ **Interface RS232 pour le contrôle par ordinateur**
➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**
➤ **Garantie 5 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	15 - 500
Orbite (mm)	19
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C
Précision (°C)	± 0,1
Dimensions plateforme (mm)	280 x 330
Charge maximale (kg)	15,9
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0,1 min à 999 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	691 x 358 x 401
Poids (kg)	35
Référence	**078377**
CHF	**NC -**



WEB Retrouvez des accessoires supplémentaires (pinces, demi-racks...) sur www.milian.com

Plateforme universelle pour pinces

Référence	Désignation	CHF
078358	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**

Pinces de maintien

Référence	Désignation	Capacité/ appareil	CHF
078362	Pince pour microplaques	5	**NC -**
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	13	**NC -**
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	9	**NC -**
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	7	**NC -**
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	6	**NC -**
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	4	**NC -**

Racks pour tubes à essai

Référence	Désignation	Capacité/ appareil	CHF
078403	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	3	**NC -**
078404	Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	2	**NC -**
078405	Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	3	**NC -**
078406	Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	2	**NC -**
078407	Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	2	**NC -**
078517	Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	2	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com