Agitateur-incubateur orbital Innova 40 & 40R Eppendorf

- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Utilisable en continu 24h/24, 7j/7**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

selon modèle



Modèle	Innova 40		Innova 40R	
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	50 - 400			
Orbite (mm)	19	25	19	25
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C		Ambiant -15 à +80 °C	
Précision @37 °C	± 0,1			
Uniformité (°C)	± 0,25			
Dimensions plateforme (mm)	460 x 460			
Hauteur utile (mm)	356			
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	0,1 à 99,9 h			
Programmation	4 programmes, jusqu'à 15 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	559 x 762 x 610			
Poids (kg)	60,3		79,4	
Référence	**M12990082**	**M12990092**	**M12990086**	**M12990096**
CHF	**NC -**		**NC -**	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
M12509902	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
M11949910	Plateforme antidérapante	**NC -**
M11949909	Plateforme à 2 rouleaux de maintien	**NC -**
M11949923	Rouleau de maintien supplémentaire	**NC -**
M12509600	Ruban adhésif double-face 41 mm x 5 m	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	5	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	5	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	5	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	5	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	5	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	5	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	45	**NC -**
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	21	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	18	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	14	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	8	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	5	**NC -**

Portoirs pour microplaques

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	8	**NC -**
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	2	**NC -**



Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateforme dédiée, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Agitateur-incubateur orbital IKA KS 4000 i control

- **Connexion pour sonde de température pour le contrôle direct de la température**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Agitateur-incubateur orbital KS 4000 iC control

- **Connexion pour refroidisseur à circulation pour le travail sous la température ambiante**



selon modèle

IP 30

Modèle	KS 4000 I control	KS 4000 IC control
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	10 - 500	
Orbite (mm)	20	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C	Ambiant -10 à +80 °C *
Précision @37 °C	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	440 x 440	
Hauteur utile (mm)	352	
Charge maximale	20	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 à 999 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	580 x 520 x 750	
Poids (kg)	50	55
Conditions d'utilisation	+15 à +32 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP30	
Référence	**250178**	**250179**
CHF	**NC -**	**NC -**

* Le travail sous la température ambiante nécessite un refroidisseur externe

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
250180	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
250181	Plateforme à rouleaux	**NC -**
250182	Plateforme antidérapante	**NC -**
250177	Tapis antidérapant 200 x 200 mm	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
250186	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pince pour Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com