Agitateurs-incubateurs orbitaux capacité moyenne

Agitateurs-incubateurs orbitaux Excella E24 & E24R Eppendorf

selon modèle



➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	Excella E24	Excella E24R
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	50 - 400	
Orbite (mm)	19	
Gamme de température (°C)	Ambiant +7 à +60 °C	Ambiant -15 à +60 °C
Uniformité @37 °C	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	46 x 46	
Hauteur utile (mm)	344	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1 à 99,9 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	560 x 760 x 610	
Poids (kg)	60	79
Référence	**M13520002**	**M13520006**
CHF	**NC -**	**NC -**

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
M12509902	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
M11949910	Plateforme antidérapante	**NC -**
M12509903	Plateforme pour tapis adhérent	**NC -**
M12509700	Tapis adhérant 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	45	**NC -**
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	21	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	18	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	14	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	8	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	5	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	5	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	5	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	5	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	5	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	5	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	5	**NC -**

Agitateurs incubateurs orbitaux avec contrôle du CO_2

Agitateur-incubateur orbital à CO_2 S41i Eppendorf

CO_2



Combine les fonctions d'agitation et d'incubation à un contrôle du CO_2, pour toute application de culture cellulaire.

- **Convection naturelle avec chauffe par les 6 faces de la cuve**
- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Capteur de CO_2 par IR**
- **Fonction de désinfection de la cuve par haute température**
- **Port d'accès 25mm à l'arrière de l'appareil**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**
- **Livré avec une étagère et deux bacs à eau**

Interface	Tactile
Vitesse (rpm)	25 - 400
Orbite (mm)	25
Gamme de température (°C)	Ambiant +4 à +50 °C
Précision @37°C	± 0,1
Uniformité @37 °C	± 0,25
Gamme de CO_2	0,2 à 20 %
Dimensions plateforme (mm)	360 x 610
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Dimensions (l x p x h) (mm)	875 x 730 x 850
Poids (kg)	152
Référence	**S41I230011**
CHF	**NC -**

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
P06286502	Kit de superposition	**NC -**
M13349920	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
M12509504	Kit d'adaptation pour tapis adhésif	**NC -**
M12509700	Tapis adhérent 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	20	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	16	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	12	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	10	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	4	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	3	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	3	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	3	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	3	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	3	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	3	**NC -**