## Agitateurs-incubateurs orbitaux Innova 42 & 42R Eppendorf

eppendorf

- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Utilisable en continu 24h/24, 7j/7**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**




selon modèle

| Modèle | Innova 42 | | Innova 42R | |
|---|---|---|---|---|
| Interface | Digitale | | | |
| Vitesse (rpm) | 25 - 400 | | | |
| Orbite (mm) | 19 | 25 | 19 | 25 |
| Gamme de température (°C) | Ambiant +5 à +80 °C | | Ambiant -20 à +80 °C | |
| Précision (°C) | ± 0,1 | | | |
| Uniformité (°C) | ± 0,25 | | | |
| Dimensions plateforme (mm) | 460 x 460 | | | |
| Hauteur utile (mm) | 477 | | | |
| Mode d'utilisation | Continu, minuteur ou programmes | | | |
| Minuteur | 0,1 à 99,9 h | | | |
| Programmation | 4 programmes, jusqu'à 15 étapes | | | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 620 x 754 x 825 | | | |
| Poids (kg) | 99 | | 121 | |
| **Référence** | **M13350002** | **M13350012** | **M13350006** | **M13350016** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **M13350800** | Kit du superposition pour 2 unités | **NC -** |
| **M13350080** | Etagère perforée supplémentaire avec attaches | **NC -** |
| **M13350501** | Tiroir anti-déshydratation pour boîtes de culture | **NC -** |

### Portoirs pour microplaques

| Référence | Désignation | Capa. / appareil | CHF |
|---|---|---|---|
| **M12890700** | Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées | 8 | **NC -** |
| **TTR221** | Portoir pour 5 microplaques non empilées | 2 | **NC -** |

### Plateformes

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **M12509902** | Plateforme universelle pour pinces | **NC -** |
| **M11949910** | Plateforme antidérapante | **NC -** |
| **M11949909** | Plateforme à 2 rouleaux de maintien | **NC -** |
| **M11949923** | Rouleau de maintien supplémentaire | **NC -** |
| **M12509600** | Ruban adhésif double-face 41 mm x 5 m | **NC -** |

### Portoirs pour tubes

| Référence | Désignation | Capa. / appareil | CHF |
|---|---|---|---|
| **M12890010** | Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm | 5 | **NC -** |
| **M12890020** | Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm | 5 | **NC -** |
| **M12890030** | Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm | 5 | **NC -** |
| **M12890040** | Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm | 5 | **NC -** |
| **M12890050** | Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm | 5 | **NC -** |
| **M12890060** | Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm | 5 | **NC -** |

### Pinces pour plateforme universelle

| Référence | Désignation | Capa. / appareil | CHF |
|---|---|---|---|
| **M11909000** | Pince pour Erlenmeyer 50 ml | 45 | **NC -** |
| **M11909001** | Pince pour Erlenmeyer 125 ml | 21 | **NC -** |
| **M11909002** | Pince pour Erlenmeyer 250 ml | 18 | **NC -** |
| **M11909003** | Pince pour Erlenemeyer 500 ml | 14 | **NC -** |
| **ACSB1000S** | Pince pour Erlenemeyer 1000 ml | 8 | **NC -** |
| **M11909005** | Pince pour Erlenemeyer 2000 ml | 5 | **NC -** |

WEB **Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com**

## Agitateurs-incubateurs orbitaux empilables MaxQ 6000

thermoscientific

- **Livré avec 2 étagères réglables en hauteur**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**
- **Garantie 3 ans sur pièces, 1 an sur main d'œuvre**



selon modèle

GARANTIE 3 ANS

| Modèle | MaxQ 6000 chauffant | MaxQ 6000 réfrigéré |
|---|---|---|
| Interface | Digitale | |
| Vitesse (rpm) | 15 - 500 seul / 15 - 300 en empilage | |
| Orbite (mm) | 19 | |
| Gamme de température (°C) | Ambiant +10 à +80 °C | Ambiant -15 à +80 °C |
| Précision @37 °C | ± 0,1 | |
| Dimensions plateforme (mm) | 460 x 460 | |
| Hauteur utile (mm) | 686 | |
| Charge maximale | 15,9 | |
| Mode d'utilisation | Continu ou minuteur | |
| Minuteur | 0,1 min à 999 h | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 838 x 699 x 1029 | |
| Poids (kg) | 150 | 195 |
| **Référence** | **078564** | **078565** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **078357** | Plate-forme universelle 46 x 46 cm | **NC -** |
| **078569** | Adaptateur pour superposition de 2 plate-formes | **NC -** |
| **078566** | Kit de superposition pour MaxQ™ 6000 | **NC -** |
| **078567** | Kit d'empilage universel | **NC -** |
| **078568** | Fixation antisismique | **NC -** |

WEB **Retrouver des pinces supplémentaires sur www.milian.com**

### Pinces pour plateforme universelle

| Référence | Désignation | Capa. / appareil | CHF |
|---|---|---|---|
| **078362** | Pince pour microplaques | 10 | **NC -** |
| **078366** | Pince pour Erlenmeyer 125 ml | 32 | **NC -** |
| **078367** | Pince pour Erlenmeyer 250 ml | 16 | **NC -** |
| **078368** | Pince pour Erlenemeyer 300 ml | 16 | **NC -** |
| **078369** | Pince pour Erlenemeyer 500 ml | 16 | **NC -** |
| **078370** | Pince pour Erlenemeyer 1000 ml | 9 | **NC -** |
| **078371** | Pince pour Erlenemeyer 2000 ml | 6 | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com