Agitateurs incubateurs orbitaux grande capacité empilables

Agitateurs-incubateurs orbitaux empilables MaxQ 8000

thermoscientific

- **Cuve interne acier inox**
- **Filtre HEPA permettant de limiter les contaminations croisées**
- **Plateforme coulissante pour un accès simplifié**
- **Jusqu'à 3 appareils empilables**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	MaxQ 8000 chauffant	MaxQ 8000 réfrigéré
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	25 - 400	
Orbite (mm)	25,4	
Gamme de température (°C)	Ambiant +10 à +60 °C	Ambiant -20 à +60 °C
Précision @37 °C	± 0,15	
Uniformité @37°C	± 0,3	
Dimensions plateforme (mm)	740 x 760	
Hauteur utile (mm)	300	
Charge maximale	16,1	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1 min à 999 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	846 x 1181 x 635	846 x 1435 x 635
Poids (kg)	298,8	328
Référence	**078654**	**078655**
CHF	**NC -**	**NC -**



WEB Retrouver des pinces supplémentaires sur www.milian.com

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
078656	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
078657	Piètement haut pour un appareil	**NC -**
078658	Piètement bas pour deux appareils	**NC -**
078659	Système d'obturation de la vitre	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
078668	Pince pour microplaques	18	**NC -**
078662	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	39	**NC -**
078663	Pince pour Erlenmeyer 250/300 ml	30	**NC -**
078664	Pince pour Erlenemeyer 500 ml	24	**NC -**
078665	Pince pour Erlenemeyer 1000 ml	16	**NC -**
078666	Pince pour Erlenemeyer 2000 ml	9	**NC -**

Portoirs pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
078678	Portoir pour 72 tubes Ø 10-13 mm	**NC -**
078679	Portoir pour 40 tubes Ø 16-20 mm	**NC -**
078669	Portoir pour 40 tubes Ø 21-25 mm	**NC -**
078670	Portoir pour 72 tubes Ø 10-13 mm	**NC -**
078671	Rack inclinable pour tubes Ø 10-13 mm	**NC -**
078672	Rack inclinable pour tubes Ø 16-20 mm	**NC -**
078673	Rack inclinable pour tubes Ø 21-25 mm	**NC -**
078674	Rack inclinable pour tubes Ø 36-30 mm	**NC -**
078676	Rack pour plaques Deepwells	**NC -**
078677	Rack pour microplaques	**NC -**

Agitateurs-incubateurs orbitaux empilables Innova 44 & 44R Eppendorf

eppendorf

- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Utilisable en continu 24h/24, 7j/7**
- **Plateforme coulissante pour un accès simplifié**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 3 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	Innova 44		Innova 44R	
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	25 - 400	25 - 300	25 - 400	25 - 300
Orbite (mm)	25	51	25	51
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C		Ambiant -20 à +80 °C	
Précision (°C)	± 0,1			
Uniformité (°C)	± 0,25			
Dimensions plateforme (mm)	760 x 460			
Hauteur utile (mm)	460			
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes			
Minuteur	0,1 à 99,9 h			
Programmation	4 programmes, jusqu'à 15 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	1350 x 870 x 735			
Poids (kg)	237		257	
Référence	**M12820002**	**M12820012**	**M12820006**	**M12820016**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



WEB Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
M12820600	Socle h. 102 mm pour superposer jusqu'à 3 appareils	**NC -**
M12820700	Socle h. 406 mm pour 1 unité	**NC -**
M12820800	Socle h. 305 mm pour superposer jusqu'à 2 appareils	**NC -**
M12820500	Kit de superposition pour 2 unités pour socle M12820800	**NC -**

Portoirs pour microplaques

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	16	**NC -**
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	4	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
M12829904	Plateforme universelle en résine phénolique pour pinces	**NC -**
M12829915	Plateforme universelle en aluminium ep.9,5 mm pour pinces	**NC -**
M12829913	Plateforme pour tapis adhérants	**NC -**
M12509700	Tapis adhérant 200 x 200 mm pour v.max 250 rpm	**NC -**
M12509600	Ruban adhésif double-face 41 mm x 5m	**NC -**
M12509504	Kit d'adaptation pour plateforme universelle et tapis adhérant	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Pinces pour	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Erlenmeyer 50 ml	91	**NC -**
M11909001	Erlenmeyer 125 ml	39	**NC -**
M11909002	Erlenmeyer 250 ml	30	**NC -**
M11909003	Erlenemeyer 500 ml	24	**NC -**
ACSB1000S	Erlenemeyer 1000 ml	14	**NC -**
M11909005	Erlenemeyer 2000 ml	8	**NC -**

Portoirs pour tubes

Réf.	Portoir pour	Capa. / appareil	CHF
M12890010	60 tubes Ø 8-11 mm	9	**NC -**
M12890020	44 tubes Ø 12-15 mm	9	**NC -**
M12890030	31 tubes Ø 15-18 mm	9	**NC -**
M12890040	23 tubes Ø 18-21 mm	9	**NC -**
M12890050	16 tubes Ø 22-26 mm	9	**NC -**
M12890060	16 tubes Ø 26-30 mm	9	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com