Agitateurs-incubateurs orbitaux grande capacité type coffre

Agitateurs-incubateurs orbitaux Innova 43 & 43R Eppendorf

selon modèle



- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Utilisable en continu 24h/24, 7j/7**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Porte type coffre avec pédale d'ouverture**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	Innova 43		Innova 43R	
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	25 - 500	25 - 300	25 - 500	25 - 300
Orbite (mm)	25	51	25	51
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C		Ambiant -20 à +80 °C	
Précision (°C)	± 0,1			
Uniformité (°C)	± 0,25			
Dimensions plateforme (mm)	760 x 460			
Hauteur utile (mm)	488			
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes			
Minuteur	0,1 à 99,9 h			
Programmation	4 programmes, jusqu'à 15 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	1156 x 813 x 1031			
Poids (kg)	202		216	
Référence	**M13200002**	**M13200012**	**M13200006**	**M13200016**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Portoirs pour microplaques

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	8	**NC -**
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	2	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	5	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	5	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	5	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	5	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	5	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	5	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
M12509920	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
M11949910	Plateforme antidérapante	**NC -**
M12509904	Plateforme pour tapis adhérent	**NC -**
M12509700	Tapis adhérent 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**NC -**
M12509600	Ruban adhésif double-face 41 mm x 5 m	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	45	**NC -**
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	21	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	18	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	14	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	8	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	5	**NC -**

Agitateurs-incubateurs orbitaux Excella E25 & E25R Eppendorf

selon modèle



- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	Excella E25	Excella E25R
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	50 - 400	
Orbite (mm)	25	
Gamme de température (°C)	Ambiant +7 à +60 °C	Ambiant -15 à +60 °C
Uniformité @37 °C	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	76 x 46	
Hauteur utile (mm)	480	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1 à 99,9 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	1270 x 770 x 1059	
Poids (kg)	204,5	281
Référence	**M13530002**	**M13530006**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
M12509920	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
AG00	Plateforme antidérapante	**NC -**
M12509904	Plateforme pour tapis adhérent	**NC -**
M12509700	Tapis adhérant 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	9	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	9	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	9	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	9	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	9	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	9	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	92	**NC -**
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	39	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	30	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	18	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	12	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	8	**NC -**

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com