Agitateurs-incubateurs orbitaux Innova S44i Eppendorf

- **Système d'entrainement nouvelle génération X-Drive réduisant les vibrations dues à l'agitation**
- **Utilisables en continu 24h/24, 7j/7**
- **Plateforme coulissante pour un accès simplifié**
- **Connexions USB et Ethernet pour l'extraction des données et évènements**
- **Fonction de verrouillage des paramètres**
- **Adaptateurs en option pour la superposition de jusqu'à 3 appareils**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**



selon modèle

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur www.milian.com

Modèle	S44i chauffant		S44i réfrigéré		S44i réfrigéré éclairage photosynthétique	
Interface	Tactile					
Vitesse (rpm)	20 - 400	20 - 300	20 - 400	20 - 300	20 - 400	20 - 300
Orbite (mm)	25	51	25	51	25	51
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C		Ambiant -20 à +80 °C			
Précision @37°C	± 0,1					
Uniformité @37°C	± 0,25					
Eclairage photosynthétique	-				Large spectre : 400 - 700nm	
Intensité lumineuse	-				15 - 150 PAR	
Dimensions plateforme (mm)	720 x 620					
Hauteur utile (mm)	437				406	
Charge maximale	35					
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes					
Minuteur	Jusqu'à 99h59min					
Programmation	Sans limite					
Dimensions (l x p x h) (mm)	1182 x 869 x 630					
Poids (kg)	186		198			
Référence	**S44I300001**	**S44I320001**	**S44I310001**	**S44I330001**	**S44I311001**	**S44I331001**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
S44I040001	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**
M12509700	Tapis adhérant 200 x 200 mm pour v.max 250 rpm	**NC -**
S44I042001	Etagère d'incubation sans agitation	**NC -**
S44I042002	Voile pour hublot pour travail au noir	**NC -**

Supports et kit de superposition

Référence	Désignation	CHF
S44I041001	Base de positionnement 101,6 mm	**NC -**
S44I041002	Base de positionnement 304,8 mm	**NC -**
S44I041003	Kit de superposition pour 3 appareils	**NC -**
S44I041005	Kit de superposition pour 2 appareils	**NC -**
S44I041006	Kit de superposition pour S44i sur Innova 44/44R	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	130	**NC -**
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	81	**NC -**
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	49	**NC -**
M11909003	Pince pour Erlenemeyer 500 ml	36	**NC -**
ACSB1000S	Pince pour Erlenemeyer 1000 ml	20	**NC -**
M11909005	Pince pour Erlenemeyer 2000 ml	13	**NC -**

Portoirs pour microplaques

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	4	**NC -**
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	20	**NC -**

Portoirs pour tubes

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	10	**NC -**
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	10	**NC -**
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	10	**NC -**
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	10	**NC -**
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	10	**NC -**
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	10	**NC -**