Agitateurs-incubateurs pour microplaques Incu-Mixer

➤ **Couvercle chauffant permettant de minimiser l'évaporation et la condensation**

➤ Incu-Mixer MP4 :

➤ **Accepte les plaques Deepwells jusqu'à h.46mm**

Modèle	Incu-Mixer MP2	Incu-Mixer MP4
Interface	Digitale	
Capacité standard	2 microplaques SBS	4 microplaques SBS ou plaques Deepwells
Vitesse (rpm)	100 - 1200	100 - 1500
Orbite (mm)	2	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +70 °C	
Précision (°C)	± 0,2	
Uniformité (°C)	± 0,5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 99h99 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	279 x 269 x 139	320 x 350 x 185
Poids (kg)	7	9
Conditions d'utilisation	+5 à +30 °C / 70 % HR	
Référence	**062572**	**062570**
CHF	**NC -**	**NC -**

062570



Accessoires pour Incu-Mixer MP4

Référence	Désignation	CHF
062874*	Adaptateur pour 20 microtubes 1,2/2 ml	**NC -**
062875*	Adaptateur pour 20 microtubes 0,5 ml	**NC -**

* Non compatibles avec les Incu-Mixer MP2

Mini agitateur-incubateur rocker ou 3D Ohaus

Modèle	ISICMBCDG	ISICMBCDG
Type d'agitation	Rocker	3D
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	1 - 50	1 - 30
Orbite (mm) / angle d'agitation	0 - 15°	0 - 20°
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +65 °C	
Précision @37°C	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	254 x 191	235 x 184
Charge maximale	3,6	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 s à 160 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	419 x 257 x 274	
Poids (kg)	5,7	6,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Référence	**192122**	**192123**
CHF	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	Pour modèle	CHF
192234	Tapis satiné 254 x 191 mm	192122	**NC -**
192236	Tapis satiné 235 x 184 mm	192123	**NC -**

Agitateur-incubateur rotatif Roto-Therm

➤ **Livré complet avec adaptateurs**

➤ Roto-Therm plus

➤ **3 modes de rotation : "mix", "pause" et "rock"**

Modèle	Roto-Therm	Roto-Therm plus
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	24 fixe	5 - 70
Angle d'agitation	360°	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60 °C	-
Adaptateurs inclus	2 x 11 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubes 5-7 ml 2 x 4 tube 10-15 ml 2 x 1 tube 50 ml	
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	295 x 216 x 229	-
Poids (kg)	4	4,5
Référence	**062812**	**062813**
CHF	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com