Autoclave de table sans chauffage



- **Température: 127°C max**
- **Pression: 1,5 bars**
- **2 modèles au choix : 8 ou 22 litres**
  - 8 litres : Ø ouverture 238 mm, hauteur utile : 196 mm
  - 22 litres : Ø ouverture 238 mm, hauteur utile : 330 mm

Autoclaves (livrés sans panier)

Réf.	Désignation	CHF
771702	Autoclave de table sans chauffage - 8 l	NC -
771700	Autoclave de table sans chauffage - 22 l	NC -

Autoclaves (livrés avec panier)

Réf.	Désignation	CHF
771706	Autoclave de table avec panier - 8 l	NC -
771705	Autoclave de table avec panier - 22 l	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
771703	Panier pour autoclave de table sans chauffage de 8 litres	NC -
771701	Panier pour autoclave de table sans chauffage de 22 litres	NC -

Autoclaves CertoClav Vacuum Pro



- **3 volumes**
- **Autoclave de paillasse**
- **Avec réservoir interne ou connectique pour raccord au réseau d'eau**
- **Alimentation uniquement avec eau distillée**
- **11 programmes pré installés**
- **1 programme utilisateur**
- **Logiciel Certocloud pour sauvegarde automatique des cycles / rapports d'autoclavage**
- **suivi en temps réel du cycle sur PC, Tablette, téléphone**
- **Connection via Bluethooth ou ethernet**
- **Port USB pour récupération protocoles d'autoclavage**
- **Pompe à vide intégré**
- **Sonde produit intégré**

Volume	12	22	45
Diamètre de la chambre	20 cm	25 cm	31,9 cm
Hauteur de la chambre	36 cm	45 cm	61,7 cm
Poids net	51 kg	55 kg	120 kg
Poids brut	59 kg	63 kg	131 kg
Livré avec	3 plateaux, 1 porte plateau		
Ecran	7"		
Température de stérilisartion	105 à 136 °C		
Garantie	2 ans		
Référence	**432039**	**432033**	**432040**
CHF	NC -	NC -	NC -

Paniers

Réf.	Désignation	CHF
432048	Panier fil inox pour autoclave 12 litres	NC -
432049	Panier fil inox pour autoclave 22 litres	NC -
432050	Panier fil inox pour autoclave 45 litres	NC -
432056	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 12 litres	NC -
432052	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 22 litres	NC -
432047	Panier fil inox avec bac de récupération pour autoclave 45 litres	NC -

Kits de plateaux

Réf.	Désignation	CHF
432042	Kit de 3 plateaux pour autoclave 12 litres	NC -
432055	Kit de 3 plateaux pour autoclave 22 litres	NC -
432044	Kit de 3 plateaux pour autoclave 45 litres	NC -