Autoclaves 23 et 85 litres à porte manuelle

- Autoclaves semi-automatiques
- Chambre en inox AISI 316
- Avec plateau tout inox
- Manomètre pression
- Choix de la température et de la durée (minuteur électronique)
- Régulation par la pression
- Signal sonore annonçant la fin du programme

Autoclaves automatiques :

- Equipés d'une sonde de température PT100 intracharge
- Affichage LCD indiquant la pression, la température, l'heure et les messages d'erreur
- 6 programmes standard
- Affichage digital de la durée de stérilisation
- En option : imprimante thermique



950476

NOUVEAU



950760

Modèle	23 litres		85 litres		
Type	Horizontal		Horizontal	Vertical	
	Semi-automatique	Automatique	Semi-automatique	Semi-automatique	Automatique
Dim. Int (Ø x p) (cm)	25 x 42		38 x 69	38 x 68	38 x 68
Dim ext. (l x h x p) (cm)	51 x 36,5 x 54,5		66 x 52,5 x 87,5	65 x 92,5 x 50	65 x 95 x 50
Remplissage en eau	Manuel	Manuel	Manuel	Automatisé	Manuel ou automatisé
Sonde de température intracharge	Non	Oui	Non	Non	Oui
Capacité en Erlenmeyer					
250 ml	9	9	30	48	48
500 ml	4	4	20	21	21
1000 ml	-	-	12	8	8
2000 ml	-	-	6	6	6
3000 ml	-	-	4	4	4
5000 ml	-	-	-	1	1
Capacité en bouteille Schott-Duran					
250ml	12	12	37	72	72
500ml	9	9	28	33	33
1000 ml	-	-	18	16	16
2000 ml	-	-	10	8	8
5000 ml	-	-	4	2	2
Puissance de chauffe (kW)	2,2		4,8	6	6
Alimentation électrique	220 V + N+T			380 V / 50 Hz / 3 ph + N + T	
Poids (kg)	35		98	110	110
Référence	**950476**	**950591**	**950369**	**950754**	**950760**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options Imprimante thermique

Pour modèle	23 litres Horizontal automatique	85 litres Vertical automatique
Référence	**950770**	**950771**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Dimension ext. l x h x p / Øxh (cm)	Nombre max élément par autoclave	CHF
Pour modèle 23 l				
950769	Panier maille en inox	40 x 17 x 14	1	**NC -**
950475	Bac plein en inox	40 x 17 x 14	1	**NC -**
Pour modèle 85 l horizontal				
950325	Panier maille en inox	68 x 22,5 x 26	1	**NC -**
950328	Bac plein en inox	68 x 22 x 26	1	**NC -**
Pour modèle 85 l vertical				
950332	Panier maille en inox haut	35,7 x 33	2	**NC -**
950333	Panier maille en inox bas	35,7 x 22	3	**NC -**
950337	Bac plein en inox haut	36,6 x 33	1	**NC -**
950338	Bac plein en inox moyen	36,6 x 22	2	**NC -**
950461	Bac plein en inox bas	36,6 x 18	3	**NC -**

Nettoyant pour autoclave

- Acide faible à utiliser diluer pour nettoyer les autoclaves
- A utiliser sur les parois et également pour nettoyer les réservoirs d'eau

Référence	Désignation	CHF
032204	Nettoyant pour autoclave 1 l	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com