Autoclaves horizontaux sur caisson

- **Chargement frontal**
- **Livré avec un plateau tout inox**
- **Avec pompe à vide, refroidissement accéléré et générateur de vapeur intégré**
- **Remplissage et vidange automatique**
- **Sur roues**
- **Chariot de chargement avec embase en option**
- **Nombreuses autres options, nous consulter**

Modèle	3870 ELCPVG-D	5075 ELCPVG-D
Volume (litre)	85	160
Dim. int. (Ø x P) (mm)	380 x 690	500 x 750
Dim. ext. (l x h x p) (mm)	730 x 1366 x 1190	870 x 1578 x 1175
Refroidissement rapide	Oui	Oui
Pompe à vide	Oui	Oui
Générateur de vapeur	Oui	Oui
Alimentation	380 Volts tri + N + T	
Référence	**950495**	**950348**
CHF	**NC -**	**NC -**





Vous ne savez pas quel autoclave choisir ?
Contactez notre équipe commerciale pour une étude personnalisée

Autoclaves horizontaux gros volumes de 250 à 1000 litres

Pour toutes les applications en laboratoire (R&D, qualité, production...)

- **Chargement ergonomique**
- **Simple ou double porte (P2, P3)**
- **Chambre et double paroi en inox 316L**
- **Chambre carrée ou rectangulaire selon modèle**
- **Ecran tactile 7''**
- **3 sondes de température**
- **Plusieurs outils de traçabilité disponibles : imprimante, USB, PC, CRF21-part11...**
- **Plusieurs systèmes de chargement possibles : chariot, embase, paniers, étagères coulissantes**

Tous les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués
selon les directives européennes et internationales les plus strictes.







Prix indicatifs. Consultez www.milian.com