Bains à sec à agitation ThermoMixer Eppendorf

- Contrôle de température précis et homogène, optimisable avec le couvercle chauffant ThermoTop pour éviter la condensation
- Technologie 2D Mix-Control pour un mouvement d'agitation parfaitement plan
- Touches d'accès rapide aux températures les plus courantes
- Garantie 2 ans

Bains à sec chauffants à agitation ThermoMixer F et FP

- Bloc fixe prémonté

Bain à sec chauffant et refroidissant à agitation ThermoMixer C

- Programmable jusqu'à 4 étapes
- Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix



Modèle	ThermoMixer C	ThermoMixer F 0.5	ThermoMixer F 1.5	ThermoMixer F 2.0	ThermoMixer FP
Vitesse (rpm)	300 - 3000	300 - 2000	300 - 1500		300 - 2000
Orbite (mm)	3				
Gamme de température (°C)	Ambiant -15 à +100 °C	Ambiant +4 à +100 °C			
Précision (°C)	±0,5			±1	
Uniformité (°C)	±0,5				
Vitesse chauffe (°C / min)	7 °C/min	15 °C/min	11 °C/min	13 °C/min	18 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	2,5 °C/min	-			
Capacité standard	Sans SmartBlock	24 microtubes 0,5 ml	24 microtubes 1,5 ml	24 microtubes 2,0 ml	1 microplaque ou 1 plaque Deepwells
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation	Continu			
Minuteur	15 s à 99h30 min	-			
Programmation	Jusqu'à 4 étapes	-			
Dimensions (l x p x h) (mm)	206 x 304 x 136	206 x 304 x 163	206 x 304 x 170		206 x 304 x 164
Poids (kg)	6,3	6,2	6,3		6,1
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 90 % HR				
Référence	**035963**	**933118**	**035965**	**933119**	**035966**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

SmartBlocks

- Capteur de température intégré pour la thermorégulation
- Système QuickRelease pour un changement rapide simple et sécurisé du bloc



Réf.	Compatibilité	Capacité	Compatibilité: Couvercle	Compatibilité: ThermoTop	Compatibilité: Transfert Rack	CHF
035967	Microtubes 0,5 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035968	Microtubes 1,5 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035969	Microtubes 2 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035970	Microtubes 5,0 ml	8	-	-	-	**NC -**
035971	Tubes à centrifuger coniques 15 ml	8	-	-	-	**NC -**
035972	Tubes à centriguer coniques 50 ml	4	-	-	-	**NC -**
035973	Tubes Ø 12 mm	24	-	-	-	**NC -**
035974B	Cryotubes 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	**NC -**
035975	Microplaque SBS ou plaque DeepWell	1	Inclus	x	-	**NC -**
035976	Plaque PCR 96 puits ou barrettes	1	Inclus	x	-	**NC -**
035977	Plaque PCR 384 puits	1	Inclus	x	-	**NC -**
933820	Plaque Deepwell 96 puits 500 µl	1	Inclus	x	-	**NC -**
933819	Plaque Deepwell 96 puits 1000 µl	1	Inclus	x	-	**NC -**

Couvercle chauffant ThermoTop

- Sans branchement, reconnaissance automatique par l'appareil
- Optimise l'uniformité de température
- Limite l'évaporation des échantillons
- Empêche la condensation sur la paroi des tubes



Référence	Désignation	CHF
035979	Couvercle chauffant ThermoTop	**NC -**
035978	Couvercle isolant sans chauffe	**NC -**

SmartExtender

- Module complémentaire sans agitation
- Pour l'incubation de 12 tubes 1,5ml
- Réglage indépendant de la température
- Montage facile et sans outils



Référence	Désignation	CHF
5322000008	Module SmartExtender 12 tubes 1,5 ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com