
Bain à sec à agitation chauffant et/ou refroidissant

Bains à sec à agitation MultiTherm





➤ **Livré sans bloc, à commander séparément**

Modèle	MultiTherm chauffant	MultiTherm chauffant/refroidissant
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	200 - 1500	
Orbite (mm)	2	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C	Ambiant -20 à +100 °C
Précision (°C)	±1,0	
Vitesse chauffe (°C / min)	5 °C/min	
Vitesse refroidissement (°C / min)	-	2,5 °C/min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 99h59 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 290 x 210	
Poids (kg)	8	
Conditions d'utilisation	+5 à +30 °C / 70 % HR	
Référence	**060937**	**060936**
CHF	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060938	Plaque PCR ou 96 tubes PCR 0,2 ml	1	**NC -**
060939	Microtubes 0,5 ml	54	**NC -**
060940	Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml	15 20	**NC -**
060941	Microtubes 1,5 ml	35	**NC -**
060942	Microtubes 2,0 ml	35	**NC -**
060943	Tubes Ø12 mm	24	**NC -**
060944	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
060945	Tubes à centrifuger 50 ml	6	**NC -**
062538	Microplaque SBS	1	**NC -**
062539	Plaque Deepwell	1	**NC -**
062540	Tubes 2 ml type fiole HPLC 12 x 32 mm	24	**NC -**
062541	Liquide ou billes (dim. Int. 101 x 66 x 25 mm)	1	**NC -**

Bain à sec à agitation chauffants et/ou refroidissants MH100-Pro & HCM100-Pro



➤ **Livré sans bloc, à commander séparément**

Modèle	HM100-Pro	HMC100-Pro
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	300 - 1500	
Orbite (mm)	3	
Gamme de température (°C)	Ambiant à +100 °C	Ambiant -15 à +100 °C
Précision (°C)	±0,5	
Uniformité (°C)	±0,5	
Vitesse chauffe (°C / min)	5,5 °C/min	
Vitesse refroidissement (°C / min)	-	< ambiant : 0,5 °C/min > ambiant : 5 °C/min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation	
Programmation	9 programmes enregistrables, jusqu'à 6 étapes	
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 235 x 120	
Poids (kg)	7,3	

Appareils + blocs et blocs seuls



Compatibilité	Capacité	HM100-Pro + bloc Référence	HM100-Pro + bloc CHF	HCM100-Pro + bloc Référence	HCM100-Pro + bloc CHF	Bloc seul Référence	Bloc seul CHF
Microtubes 0,5 ml	24	**861184V1**	**NC -**	**861183V1**	**NC -**	**861197**	**NC -**
Microtubes 1,5 ml	24	**861184V2**	**NC -**	**861183V2**	**NC -**	**861198**	**NC -**
Microtubes 2 ml	24	**861184V3**	**NC -**	**861183V3**	**NC -**	**861199**	**NC -**
Microtubes 5 ml	8	**861184V4**	**NC -**	**861183V4**	**NC -**	**861230**	**NC -**
Tubes à centrifuger 15 ml	8	**861184V5**	**NC -**	**861183V5**	**NC -**	**861231**	**NC -**
Tubes à centrifuger 50 ml	4	**861184V6**	**NC -**	**861183V6**	**NC -**	**861232**	**NC -**
Microplaque	1	**861184V7**	**NC -**	**861183V7**	**NC -**	**861233**	**NC -**
Plaque PCR 0,2 ml 96 puits	1	**861184V8**	**NC -**	**861183V8**	**NC -**	**861234**	**NC -**