Bains à sec à agitation Ohaus

➤ **Port USB pour l'enregistrement de données ou l'importation de programmes**

➤ **Livré avec ou sans supports, appareils sans bloc à compléter par un bloc au choix**

NOUVEAU



Modèle	ISTHBLHTSN	ISTHBLHTS	ISTHBLCTSN	ISTHBLCTS
Interface	Tactile			
Vitesse (rpm)	300 - 3000			
Orbite (mm)	3			
Gamme de température (°C)	Ambiant +4 à +100 °C		Ambiant -17 à +100 °C	
Précision (°C)	± 1 °C		± 0,5 °C	
Vitesse chauffe (°C / min)	5 °C/min			
Vitesse refroidissement (°C / min)	-		2 à 3 °C au dessus de T°C ambiant	
Capacité standard	Sans bloc	Bloc 24 x 1,5 ml	Sans bloc	Bloc 24 x 1,5 ml
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes			
Minuteur	1 s à 99h59 min			
Programmation	5 programmes, 5 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	269 x 262 x 137			
Poids (kg)	4,9			
Référence	**192365**	**192126**	**192364**	**192125**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
192349	Microplaques standard	1	**NC -**
192350	Plaque PCR 384 puits	1	**NC -**
192351	Plaque PCR 0,2 ml ou 96 tubes	1	**NC -**
192352	Microtubes 0,5 ml	30	**NC -**
192353	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
192354	Microtubes 2 ml	24	**NC -**
192355	Tubes 5 à 7 ml Ø 12 mm	24	**NC -**
192356	Cryotubes 2 ml	24	**NC -**
192357	Microtubes 5 ml	9	**NC -**
192358	Tubes à centrifuger 15 ml	8	**NC -**
192359	Tubes à centrifuger 50 ml	4	**NC -**

Accessoires

➤ **Les portoirs pour tubes simplifient les manipulations en permettant le dépôt et le retrait de tous les tubes d'un bloc**

Référence	Désignation	CHF
192360	Portoir pour bloc 0,5 ml	**NC -**
192361	Portoit pour bloc 1,5 ml ou 2 ml	**NC -**
192362	Couvercle pour blocs 0,5 ml à 2 ml	**NC -**

Bain à sec à agitation chauffant et refroidissant Thermocell

➤ **Livré sans bloc, à commander séparément**



Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 1500
Orbite (mm)	3
Gamme de température (°C)	Ambiant -14 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,5
Vitesse chauffe (°C / min)	6,5 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	1,5 °C/min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	330 x 166 x 240
Poids (kg)	8,5
Référence	**865025**
CHF	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
865012	Microtubes 0,2 ml	96	**NC -**
865011	Microtubes 0,5 ml	54	**NC -**
865002	Microtubes 1,5 ml	40	**NC -**
865015	Microtubes 2,0 ml	40	**NC -**
865017	Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml	26 24	**NC -**
865013	Tubes Ø15 mm	24	**NC -**
865016	Microplaque SBS	1	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com