# Bains à sec chauffants capacité standard

## Bains à sec Bry Block Heaters IKA




- **Livré avec sonde pt1000.60, prise DIN 12878**
- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

| Modèle | Dry Block Heater 1 | Dry Block Heater 2 | Dry Block Heater 3 | Dry Block Heater 4 |
|---|---|---|---|---|
| Interface | Digitale | | | |
| Nombre de blocs | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gamme de température (°C) | Ambiant +5 à +120 °C | | | |
| Précision @37 °C | ± 0,2 | | | |
| Précision @60 °C | ± 0,4 | | | |
| Uniformité | ± 1 | | | |
| Mode d'utilisation | Continu ou minuteur | | | |
| Minuteur | 1 min à 99h59 min | | | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 151 x 228 x 73 | 151 x 304 x 73 | 151 x 380 x 73 | 151 x 456 x 733 |
| Poids (kg) | 2 | 1,3 | 1,6 | 2 |
| Indice de protection | IP21 | | | |
| **Référence** | **250351** | **250352** | **250353** | **250354** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **250388** | Sonde externe pt1000.60 | **NC -** |
| **250389** | Sonde externe pt1000.90 | **NC -** |

### Blocs

| Référence | Compatibilité | Capacité | Profondeur (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **250355** | Microtubes 0,5 ml | 30 | 27,6 | **NC -** |
| **250356** | Microtubes 1,5 ml | 20 | 36,9 | **NC -** |
| **250358** | Microtubes 1,5 ou 2,0 ml | 20 | 38,1 | **NC -** |
| **250360** | Tubes coniques 15 ml | 12 | 44,5 | **NC -** |
| **250361** | Tubes coniques 50 ml | 5 | 47,6 | **NC -** |
| **250383** | Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes | 80 | 15,5 | **NC -** |
| **250384** | Tubes PCR 0,2 ml (individuels) | 64 | 20,2 | **NC -** |
| **250385** | Plaque PCR 96 puits * | 1 | 15,5 | **NC -** |
| **250387** | Microplaque standard * | 1 | 13,5 | **NC -** |
| **250386** | Cuvettes Ø 12,5 mm | 2 x 6 | 25,4 | **NC -** |
| **250362** | Tubes à essai Ø 6mm<br>Tubes à essai Ø 12/13mm<br>Tubes à essai Ø 25 mm | 6<br>5<br>3 | 48,4<br>48,4<br>48,4 | **NC -** |
| **250363** | Tubes à centrifuger 1,5 ml<br>Tubes à centrifuger 15 ml<br>Tubes à centrifuger 50 ml | 4<br>3<br>2 | 39,1<br>44,5<br>47,6 | **NC -** |
| **250364** | Microtubes 0,5 ml<br>Microtubes 1,5 ml<br>Microtubes 2,0 ml | 6<br>10<br>5 | 27,6<br>39,1<br>38,1 | **NC -** |

| Référence | Compatibilité | Capacité | Profondeur (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **250365** | Tubes fond rond Ø 6 mm | 30 | 48,4 | **NC -** |
| **250366** | Tubes fond rond Ø 10 mm | 24 | 48,4 | **NC -** |
| **250367** | Tubes fond rond Ø 12-13 mm | 16 | 48,4 | **NC -** |
| **250368** | Tubes fond rond Ø 12-13 mm | 20 | 48,4 | **NC -** |
| **250369** | Tubes fond rond Ø 14-15 mm | 12 | 48,4 | **NC -** |
| **250370** | Tubes fond rond Ø 20 mm | 8 | 48,4 | **NC -** |
| **250371** | Tubes fond rond Ø 25 mm | 6 | 48,4 | **NC -** |
| **250372** | Tubes fond rond Ø 35 mm | 4 | 47,6 | **NC -** |
| **250373** | Tubes fond rond Ø 17-18 mm | 12 | 48,4 | **NC -** |
| **250374** | Fioles Ø 12 mm | 20 | 30 | **NC -** |
| **250375** | Fioles Ø 15 mm | 20 | 35 | **NC -** |
| **250376** | Fioles Ø 17 mm | 12 | 45 | **NC -** |
| **250377** | Fioles Ø 19 mm | 12 | 45 | **NC -** |
| **250378** | Fioles Ø 21 mm | 9 | 45 | **NC -** |
| **250379** | Fioles Ø 23 mm | 8 | 45 | **NC -** |
| **250380** | Fioles Ø 25 mm | 8 | 45 | **NC -** |
| **250381** | Fioles Ø 28 mm | 6 | 45 | **NC -** |
| **250382** | Fioles Ø 16 mm | 15 | 45 | **NC -** |

# Bains à sec digitaux QBD et QBH Grant-Bio



- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**
- **Garantie 3 ans**

| Modèle | QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 |
|---|---|---|---|---|
| Interface | Digitale | | | |
| Gamme de température (°C) | Amb. +5 à +130 °C | | | Amb. +5 à +200 °C |
| Précision @37 °C | ± 0,1 | | | |
| Uniformité (°C) | ± 0,1 | | | |
| Vitesse chauffe 25 à 100 °C | 20 min | | | 15 min |
| Capacité standard | 1 bloc | 2 blocs | 4 blocs | 2 blocs |
| Mode d'utilisation | Continu ou minuteur | | | |
| Minuteur | 1 à 999 min / départ différé jusqu'à 72h | | | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 200 x 230 x 100 | 200 x 280 x 100 | 200 x 380 x 100 | 200 x 280 x 100 |
| Poids (kg) | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| **Référence** | **144331** | **144332** | **144333** | **144334** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **144335** | Couvercle pour QBD1 | **NC -** |
| **144336** | Couvercle pour QBD2 et QBH2 | **NC -** |
| **144337** | Couvercle pour QBD4 | **NC -** |
| **144338** | Sonde de température externe | **NC -** |

### Blocs

| Référence | Compatibilité | Capacité | CHF |
|---|---|---|---|
| **144307** | Bloc plein | - | **NC -** |
| **144308** | Tubes Ø 10 mm | 24 | **NC -** |
| **144309** | Tubes Ø 12 mm | 24 | **NC -** |
| **144310** | Tubes Ø 13 mm | 12 | **NC -** |
| **144311** | Tubes Ø 16 mm et tubes à centrifuger 15 ml | 12 | **NC -** |
| **144312** | Tubes Ø 18 mm | 12 | **NC -** |
| **144313** | Tubes Ø 24 mm | 5 | **NC -** |
| **144314** | Tubes Ø 29 mm et tubes à centrifuger 50 ml | 4 | **NC -** |

| Référence | Compatibilité | Capacité | CHF |
|---|---|---|---|
| **144315** | Tubes PCR 0,2 ml et barrettes | 56 | **NC -** |
| **144316** | Microtubes 0,5 ml | 24 | **NC -** |
| **144317** | Microtubes 1,5 ml | 24 | **NC -** |
| **144318** | Microtubes 2,0 ml | 24 | **NC -** |
| **144812** | Microtubes 5 ml | 12 | **NC -** |
| **144339** | Microplaques standards avec couvercle chauffant * | 1 | **NC -** |
| **144340** | Plaques PCR 0,2 ml ou tubes * | 1 | **NC -** |

* Utilise deux emplacements, non compatibles avec les bains QBD1