Bains à sec Ohaus

➤ **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

➤ Bain à sec HB2DGHL :

➤ **Livré avec couvercle à chanière chauffant permettant de limiter l'évaporation**

Modèle	HB1DG	HB2DG	HB4DG	HB6DG	HB2DGHL
Interface	Digitale				
Nombre de blocs	1	2	4	6	2
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +120 °C				Amb. +5 à +100 °C
Précision @37 °C	± 0,2				
Uniformité @37 °C	± 0,2				
Vitesse chauffe jusqu'à 100 °C	< 16 min		< 23 min	< 30 min	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur				
Minuteur	99 min 59 s				
Dimensions (l x p x h) (mm)	215 x 203 x 89	391 x 203 x 89	429 x 203 x 89	531 x 203 x 98	391 x 203 x 178
Poids (kg)	2,6	2,9	3,9	4,5	2,6
Référence	**192134**	**192137**	**192138**	**192139**	**192140**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**





Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	CHF
192244	Microtubes 0,5 ml	30	27,6	**NC -**
192246	Microtubes 1,5 ml	20	39,1	**NC -**
192277	Microtubes 2 ml	20	38,1	**NC -**
192258	Tubes à centrifuger 15 ml	12	44,5	**NC -**
192254	Tubes à centrifuger 50 ml	5	47,6	**NC -**
192279	Microtubes 1,5 ml Tubes à centrifuger 15 ml Tubes à centrifuger 50 ml	4 3 2	39,1 44,5 47,6	**NC -**
192280	Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml Microtubes 2 ml	6 10 5	27,6 39,1 38,1	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	CHF
192257	Plaque 96 puits	96	15,5	**NC -**
192255	Barrette de tube 10 x 8	80	15,5	**NC -**
192256	Tubes individuel	64	20,2	**NC -**
192259	Bains de sable 1 bloc	-	-	**NC -**
192260	Bains de sable 2 blocs	-	-	**NC -**
192261	Bains de sable 4 blocs	-	-	**NC -**
192262	Bains de sable 6 blocs	-	-	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
192263	Sable - 0,45 kg	**NC -**
192328	Sonde de température externe	**NC -**

Bains à sec digitaux MyBlock et IsoBlock

➤ **Livrés avec couvercle à charnières**

➤ **Livré avec block QuickFlip ou sans support et à compléter par un bloc au choix**

➤ Bain à sec IsoBlock

➤ **Deux compatiments isolés avec contrôle indépendant**

Modèle	MyBlock Mono	MyBlock Duo	IsoBlock
Interface	Digitale		
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +105 °C		
Précision	± 1%		
Uniformité	± 0,2%		
Capacité standard	1 bloc	2 blocs	2 blocs (indépendants)
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 99h59 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 250 x 130	160 x 365 x 130	
Poids (kg)	4,5	4	4,5
Référence sans bloc	**062576**	**062577**	**062580**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec bloc Quick-Flip	**062578**	**062579**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**

Myblock Mono



Avec couvercle ouvert



* Adaptable aux plaques PCR uniquement sur MyBlock Duo

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060919	Lames de microscopie	24	**NC -**
060920	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
060921	Microtubes 1,5 ou 2,0 ml	24	**NC -**
060922	Microtubes 0,5 ml	12	**NC -**
060923	Tubes à centrifuger 15 ml	5	**NC -**
062561	Tubes à centrifuger 50 ml	20	**NC -**
060924	Tubes Ø 10 mm	20	**NC -**
060925	Tubes Ø 13 mm	12	**NC -**
060926	Tubes Ø 15-16 mm	12	**NC -**
060931	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	48	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060933	Plaque PCR 96 puits	1	**NC -**
060934	Plaque PCR 96 puits *	1	**NC -**
060935	Microplaque standard *	1	**NC -**
062582	QuickFlip : Face A : - tubes 1,5/2,0 ml - tubes 0,5 ml Face B : - tubes PCR 0,2 ml **	 24 14 48	**NC -**

* Utilise 2 emplacements de bloc, pour MyBlock Duo uniquement
** Compatible plaque PCR 96 puits avec 2 blocs combinés sur un MyBlock Duo

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
062581	Sonde de température externe pour modèles MyBlock	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com