Bains à sec chauffants capacité standard

Bains à sec digitaux Thermo Scientific ELED

thermoscientific





- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**
- **Bains à sec tactiles**
- **Sonde de température externe pt1000 en option**

Interface	Digitale			Tactile		
Nombre de blocs	1	2	4	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +130 °C					
Précision @37 °C	± 0,5					
Uniformité @37 °C	± 1					
Vitesse chauffe de 30 à 130 °C	20 min		25 min	20 min		25 min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			Continu, minuteur ou programmation		
Minuteur	0 à 99 min 59 s					
Programmation	-			10 programmes / 5 étapes		
Dimensions (l x p x h) (mm)	288 x 200 x 100	318 x 200 x 100	450 x 200 x 100	373 x 200 x 100	403 x 200 x 100	535 x 200 x 100
Poids (kg)	2,9	3,3	4,7	3,4	3,7	5,1
Référence	**079615**	**079616**	**079617**	**079618**	**079619**	**079620**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
079621	Tubes Ø 6 mm	48	**NC -**
079622	Tubes Ø 10 mm	28	**NC -**
079630	Microtubes 0,5 ml	40	**NC -**
079623	Microtubes 1,5 ml	28	**NC -**
079624	Microtubes 2,0 ml	28	**NC -**
079625	Tubes Ø 13 mm	24	**NC -**
079626	Tubes Ø 16 mm	15	**NC -**
079627	Tubes Ø 18 mm	12	**NC -**
079628	Tubes Ø 20 mm	8	**NC -**
079629	Tubes Ø 25 mm	6	**NC -**
079631	Microplaque standard	1	**NC -**
079632	Tubes Ø 6 mm Tubes Ø 10 mm	32 21	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
079633	Microtubes 1,5 ml Microtubes 2,0 ml	18 10	**NC -**
079634	Tubes Ø 25 mm Tubes Ø 12 mm Tubes Ø 6 mm	3 12 6	**NC -**
079635	Microtubes 0,5 ml Microtubes 0,2 ml	30 20	**NC -**
079636	Tube à centrifuger 15 ml (fond plat)	15	**NC -**
079637	Tube à centrifuger 50 ml (fond plat)	4	**NC -**
079638	Tube à centrifuger 15 ml (fond conique)	15	**NC -**
079639	Tube à centrifuger 50 ml (fond conique)	4	**NC -**
079640	Plaque PCR 0,2 ml sans jupe	1	**NC -**
079641	Plaque PCR 0,2 ml jupe ou demi-jupe	1	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
079642	Sonde de température externe pour modèles tactiles	**NC -**

Bains à sec compact Thermo Scientific ELED



079643



Blocs pour bains à sec compacts

- **Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix**

Modèle	Compact S	Compact D
Interface	Digitale	
Nombre de blocs	1	2
Gamme de température (°C)	Ambiant +2 à +100 °C	
Précision (°C)	± 0,5	
Uniformité (°C)	± 0,5	
Vitesse chauffe de 30 à 100°C	16 min	20 min
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	185 x 185 x 25	200 x 200 x 25
Poids (kg)	1	1,5
Référence	**079643**	**079644**
CHF	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	Surface du bloc	CHF
079645	Tubes PCR 0,2 ml	24	1/4	**NC -**
079646	Microtubes 0,5 ml	12	1/4	**NC -**
079647	Microtubes 1,5 ml	6	1/4	**NC -**
079648	Microtubes 2,0 ml	6	1/4	**NC -**
079649	Tubes à centrifuger 15 ml	6	1/2 (longueur)	**NC -**
079650	Tubes à centrifuger 50 ml	3	1/2 (longueur)	**NC -**
079651	Plaque PCR 96 puits	1	1/1	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079652	Isolateur de chaleur pour bain S	**NC -**
079653	Isolateur de chaleur pour bain D	**NC -**
079654	Couvercle plastique pour bain S	**NC -**
079655	Couvercle plastique pour bain D	**NC -**