Bains à sec chauffants Genius et Elite

➤ **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Bains à sec Elite

➤ **RS232 pour contrôle par ordinateur (logiciel en accessoires)**

Modèle	Genius MD-01	Genius MD-02	Elite EL-01	Elite EL-02
Interface	Digitale			
Nombre de blocs	1	2	1	2
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150 °C			
Précision (°C)	± 0,2			
Uniformité (°C)	± 0,2			
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	0 à 999 min		0 à 99h59 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 290 x 80		152 x 150 x 135	152 x 230 x 135
Poids (kg)	2,6	2,8	2,1	2,8
Référence	**022031**	**022032**	**022103**	**022104**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
022041	Microtubes 0,5 ml	20	**NC -**
022042	Microtubes 1,5 ou 2 ml	20	**NC -**
022043	Réversible : Microtubes de 1,5 et 2 ml ou Microtubes de 0,5 ml	 20 30	**NC -**
022044	Combiné : Microtubes 1,5 ou 2 ml et Microtubes 0,5 ml	 12 12	**NC -**
022046	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
022049	Tubes à centrifuger 50 ml	4	**NC -**
022045	Tubes de 13 mm	20	**NC -**
022047	Tubes de 20 mm	12	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
022048	Tubes de 25 mm	6	**NC -**
022039	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	64	**NC -**
022035	Microplaque fond plat	1	**NC -**
022036	Plaque PCR 96 puits	1	**NC -**
022037	Microplaque fond plat *	1	**NC -**
022038	Plaque PCR 96 puits *	1	**NC -**
022142	Bloc creux 104 x 79 x 76 mm pour billes inox	-	**NC -**
022143	Bloc creux 158 x 104 x 76 mm pour billes inox *	-	**NC -**

* Utilise deux emplacements de blocs, incompatibles avec les modèles 1 bloc

Accessoires pour bains à sec Elite

Référence	Désignation	CHF
022052	Cable RS232	**NC -**
022054	Logiciel de contrôle	**NC -**
022056	Pack logiciel de contrôle + cable RS232	**NC -**

Bains à sec Stuart SBH

➤ **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Modèle	SBH130	SBH130D	SBH130DC	SBH200D	SBH200D/3
Interface	Analogique	Digitale			
Nombre de blocs	2	2	2 (indépendants)	2	3
Gamme de température (°C)	Ambiant +8 à 130 °C			Ambiant +8 à 200 °C	
Précision @37 °C	± 0,1				
Uniformité @37 °C	± 0,1				
Uniformité @130 °C	± 1				
Mode d'utilisation	Continu				
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 235 x 115				280 x 310 x 115
Poids (kg)	2,1	2,3	2,9	2,3	3,2
Référence	**001152**	**001150**	**001151**	**001183**	**001184**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	CHF
001146	Microtubes 0,5 ml	30	Conique	**NC -**
001144	Microtubes 1,5 ml	20	35 / conique	**NC -**
001142	Microtubes 2,0 ml	20	33	**NC -**
001138	Tubes Ø 10 mm	20	47	**NC -**
001139	Tubes Ø 12 mm	20	47	**NC -**
001185	Tubes Ø 12 mm	20	33	**NC -**
001186	Tubes Ø 13 mm	20	47	**NC -**
001140	Tubes Ø 16 mm	12	47	**NC -**
001141	Tubes Ø 19 mm	8	47	**NC -**
001176	Tubes Ø 25 mm	6	47	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	CHF
001177	Tubes Ø 28 mm	6	47	**NC -**
001178	Tubes Ø 30 mm	4	47	**NC -**
001179	Tubes Ø 33 mm	4	47	**NC -**
001187	Tubes PCR 0,2 ml	48	Conique	**NC -**
001180	Barrettes de 8 tubes PCR	10	Conique	**NC -**
001181	Plaque PCR 96 puits	1	Conique	**NC -**
001182	Plaque PCR 384 puits	1	Conique	**NC -**
001173	Bloc plein	-	-	**NC -**
001143	Cuves spectro	-	-	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
001481	Couvercle transparent pour bain 2 blocs	**NC -**
001482	Couvercle transparent pour bain 3 blocs ou 2 blocs indépendants	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com