Bains à sec transportable 37°C fixe

Bain à sec transportable

- **Fonctionne sur secteur ou sur batterie**
- **Autre blocs disponibles, nous consulter**

Modèle	Pour tubes	Pour seringues
Interface	Digitale	
Gamme de température (°C)	37 °C fixe	
Précision (°C)	± 0,2	
Capacité standard	15 tubes 15 ml	18 seringues 10 ml
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 150 x 190	
Poids (kg)	12	13
Référence	**195504**	**195505**
CHF	**NC -**	**NC -**


195504


195505

Bains à bille chauffant et/ou refroidissant

Bains à billes LabArmor

- **Limite les risques de contamination croisée**
- **Sans évaporation, utilisable en continu 24/7**
- **Livré avec couvercle**
- **Garantie 2 ans**



Bains à billes LabArmor à effet Peltier

- **Technologie Peltier permettant une chauffe plus rapide et un refroidissement**
- **Couvercle à fenêtre de visualisation**
- **Livré avec paniers en aluminium 7l**

Modèle	M706	M714	M720	Peltier 7l	Peltier 14l
Interface	Digitale				
Volume (l)	6	14	20	7,4	14,8
Capacité en billes (l)	5	12	15	5	10
Dimensions int. (l x p x h) (mm)	305 x 155 x 152	305 x 307 x 152	305 x 434 x 152	318 x 154 x 152	(2x) 318 x 154 x 152
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C			+2 °C à +70 °C	
Uniformité @4 °C	-	8 °C/min	,	± 0,4	± 0,5
Uniformité @37 °C	± 0,5				
Uniformité @65 °C	± 1			± 1,5	± 1,3
Mode d'utilisation	Continu				
Dimensions (l x p x h) (mm)	404 x 312 x 216	404 x 470 x 216	404 x 593 x 216	408 x 562 x 308	772 x 615 x 310
Poids (kg)	13,6	29	38,5	21,2	36,7
Référence bain + billes	**582004**	**582006**	**582008**	**582031**	**582033**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence bain seul	**582005**	**582007**	**582009**	**582030**	**582032**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Billes

Référence	Volume de billes	CHF
582000	0,75	**NC -**
582001	2	**NC -**
582002	4	**NC -**
582003	8	**NC -**

Paniers pour bains LabArmor à effet Peltier

Référence	Désignation	CHF
582034	Panier aluminium 3l *	**NC -**
582035	Panier aluminium 7l	**NC -**
582036	Panier cuivre 3l *	**NC -**
582037	Panier cuivre 7l	**NC -**

* Deux paniers 3l par emplacement

Bains à billes DryTemp



- **Garantie 2 ans**



Blocs

Modèle	Bloc simple	Bloc double
Capacité (l)	0,25	0,5
Dimensions (mm)	95 x 76 x 76	95 x 152 x 76
Poids (kg)	0,95	1,9
Noir	**582011**	**582016**
Bleu	**582012**	**582017**
Doré	**582013**	**582018**
Rouge	**582014**	**582019**
Argenté	**582015**	**582020**
CHF	**NC -**	**NC -**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150 °C
Précision (°C)	± 0,2
Uniformité (°C)	± 0,2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	81 x 221 x 262
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**582010**
CHF	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com