NOUVEAU

Bains-marie Pura Julabo

Julabo



Qualitatifs, pratiques, robustes.

- **Conçus pour une utilisation simple, avec une prise en main et un contrôle facilités**
- **5 volumes disponibles allant de 4,5 l à 36 l**
- **Plage de températures de travail amb + 5 °C à + 99,9 °C**
- **Constance de la température ± 0,15 °C**
- **Écran très lumineux, LED**
- **Commutateur protégé contre les projections d'eau**
- **Protection intégrée contre la marche à sec**
- **Bordures spécialement conçues pour assurer le retour des fluides condensés**
- **Livrés avec support de fond amovible à hauteur variable**



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Modèle	4 l	10 l		14 l	22 l			30 l	
Gamme de température	Amb. +5 °C à +99 °C								
Ouverture du bain L x l x p (cm)	12 x 27 / 14	22 x 27 / 14		33 x 27 / 14	55 x 27 / 18			77 x 27 / 18	
Dimensions L x P x H (cm)	21 x 35 x 22	31 x 35 x 22		42 x 35 x 22	64 x 35 x 26			86 x 35 x 26	
Référence	**068293**	**068294**		**068295**	**068296**			**068297**	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**	**NC -**			**NC -**	
Couvercles galbés									
Référence	**068309**	**068310**		**068311**	**068312**			**068313**	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**	**NC -**			**NC -**	
Couvercles plats	-	4 ouvertures 92 mm Ø	1 ouverture 190 mm Ø	6 ouvertures 92 mm Ø	8 ouvertures 92 mm Ø	6 ouvertures 115 mm Ø	2 ouvertures 190 mm Ø	10 ouvertures 115 mm Ø	3 ouvertures 190 mm Ø
Référence	-	**068301**	**068302**	**068303**	**068304**	**068305**	**068306**	**068307**	**068308**
CHF	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Racks «plastique» pour tubes (en option) avec dispositif d'égouttement (se fixent sur une paroi du bain)

Référence	Nombre tubes	h x ø tubes (mm)	Capacité par modèles 4 l/10 l/14 l/22 l/30 l	CHF
068106	60	100 x 16 - 17	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**NC -**
068107	90	75 x 12 - 13	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**NC -**
068108	21	ø 30	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**NC -**



