Bains-marie tout inox MEMMERT WTB

NOUVEAU

memmert

- Ecran tactile couleur 3,5”
- Limiteur de température indépendant pour coupure du chauffage en cas d’anomalie
- Cuve en acier inoxydable avec coins arrondis pour un nettoyage facile
- Robinet de purge en façade
- Bloc réfrigérant, pompe de circulation, éléments agités et racks sur demande (à retrouver sur www.milian.com)
- Livré sans couvercle, à commander séparément
- Livré sans grille de fond, à commander obligatoirement pour l'utilisation de verrerie à poser dans le bain



912084

Modèle	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	WTB50
Volume (l)	7	10	17	23	37	51
Gamme de température	Ambiante + 5 à + 100 °C					
Puissance (W)	1000	1000	1420	1420	2800	2800
Dimensions internes l x p x h (mm)	277 x 217 x 150	267 x 207 x 200	482 x 277 x 150	472 x 267 x 200	602 x 482 x 150	592 x 472 x 200
Dimensions externes l x p x h (mm)	349 x 289 x 328	349 x 289 x 378	554 x 349 x 328	554 x 349 x 378	679 x 554 x 328	679 x 554 x 378
Poids net (kg)	6	7	9	10	14	16
Référence	**912084**	**912085**	**912086**	**912087**	**912088**	**912089**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Couvercle pupitre en acier inox	912535	912536	912537	912538	912539	912540
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Couvercle acier inox à ouverture et anneaux concentriques	912545	912546	912547	912548	912549	912550
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Nombre / diam. ouvertures	3 / Ø 87 mm		6 / Ø 107 mm		8 / Ø 107 mm	
Grille de fond double face (60/30 mm)	912551	912552	912553	912554	912555	912556
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

