Bains-marie Sub Aqua Pro Advance, JB Nova et JB Academy Grant-Bio

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

144758

Tous les bains-marie Grant-Bio sont garantis 3 ans.

Bains-marie à affichage digital déclinés en 3 gammes

Sub Aqua Pro Advance : pour les applications les plus précises (pharma, biotech, santé et industrie) :

- **Fonctions : alarme, mémoire (Set & Forget), contrôle avancé et précis de la température (2 points de calibration)**
- **Protection contre chauffage à vide (Run Dry) et fonction Dry Start, verrouillage du panneau de commande**
- **Livré avec plateau de base, couvercle en polycarbonate transparent et robinet de vidange (sauf modèles 2 et 5 litres)**

JB Nova : convient aux milieux de la santé, de l'industrie et universitaires :

- **Contrôle précis et stabilité de température, utilisation simplifiée, fonctions : alarmes, mémoire, verrouillage du panel frontal, Dry Start et Run Dry Protection, 2 points de calibration**
- **Livré avec plateau de base, couvercle en polycarbonate transparent et robinet d'écoulement (sauf le modèle 5 l)**

JB Academy : pour les usages simples (lycée, travaux pratiques à l'université) :

- **Fonctions essentielles programmables, utilisation simplifiées, verrouillage des touches si nécessaires, grand affichage**
- **Livré avec plateau de base, sans couvercle**

Accessoires : page suivante

Sub Aqua Pro Advance

Modèle	SAP2	SAP2S	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
Capacité (litres)	2	2	5	12	18	26	34	5 (+ 12)
Température	(Ambiante +5°C) à 99 °C							
Résolution	0,1 °C							
Stabilité	± 0,2 (DIN 12876-3 @ 70 °C)							
Dim. ext. h x p x l (mm)	200 x 185 x 200	150 x 335 x 215	200 x 335 x 215	225 x 360 x 380	275 x 335 x 590	275 x 335 x 590	370 x 335 x 770	225 x 545 x 380
Dim. int. h x p x l (mm)	115 x 140 x 125	145 x 290 x 190	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495	165 x 290 x 495	160 x 290x 630	115 x 290 x 145 + (115 x 290 x 315)
Puissance (KW)	0,25	0,35	0,35	0,8	1,4	1,4	1,8	1,15
Tension (V)	230 (50-60Hz)							
Référence	**144751**	**144752**	**144753**	**144754**	**144755**	**144756**	**144757**	**144758**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

JB Nova

Modèle	JBN5	JBN12	JBN18	JBN26
Capacité (litres)	5	12	18	26
Température	(Ambiante + 5 °C) à 95 °C			
Résolution	0,5 °C			
Stabilité	± 0,5 (DIN 12876-3 @ 70 °C)			
Dim. ext. h x p x l (mm)	200 x 335 x 215	225 x 360 x 380	275 x 335 x 590	275 x 335 x 590
Dim. int. h x p x l (mm)	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495	165 x 290 x 495
Puissance (KW)	0,35	0,8	1,4	1,4
Tension (V)	230 (50-60Hz)			
Référence	**144759**	**144760**	**144761**	**144762**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

JB Academy

Modèle	JBA5	JBA12	JBA18
Capacité (litres)	5	12	18
Température	(Ambiante + 5 °C) à 95 °C		
Résolution	0,5 °C		
Stabilité	± 0,5 (DIN 12876-3 @ 70°C)		
Dim. ext. h x p x l (mm)	200 x 335 x 215	225 x 360 x 365	275 x 335 x 570
Dim. int. h x p x l (mm)	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495
Puissance (KW)	0,35	0,8	1,4
Tension (V)	230 (50-60Hz)		
Référence	**144763**	**144764**	**144765**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plateaux de base en acier inox

Pour modèle	Référence	CHF
SAP2	**144658**	**NC -**
Tous les les 5 l + SAP2S	**144252**	**NC -**
Tous les 12 l	**144253**	**NC -**
Tous les 18 l +SAP-JBN26	**144254**	**NC -**
SAP34	**144255**	**NC -**

Plateaux de base en polycarbonate

Pour modèle	Référence	CHF
SAP2	**144553**	**NC -**
Tous les les 5 l + SAP2S	**144554**	**NC -**
Tous les 12 l	**144555**	**NC -**
Tous les 18 l + SAP-JBN26	**144556**	**NC -**