Accessoires pour bains-marie Sub Aqua Pro Advance, JB Nova et JB Academy Grant-Bio

Portoirs

➤ **Tous les portoirs ont les mêmes dimensions extérieures**

Capacité de la cuve (l)	5	12	18	26	34	Dual (SAP uniquement)
Nbr. de portoirs possible	1	2	4	4	6	1 + 2

Référence	Portoir pour	Capacité tubes	CHF
144241	Tubes ø 10 mm	84	**NC -**
144242	Tubes ø 13 mm	55	**NC -**
144243	Tubes ø 16 mm	36	**NC -**
144244	Tubes ø 19 mm	32	**NC -**
144245	Tubes ø 25 mm	18	**NC -**
144246	Tubes ø 30 mm	12	**NC -**
144247	Microtubes 0,5 ml	105	**NC -**
144248	Microtubes 1,5 ml	65	**NC -**

Etagères sur-élevées en inox

Pour modèle (l)	Dim. travail l x p (mm)	Référence	CHF
12	270 x 120	**144249**	**NC -**
18	281 x 242	**144657**	**NC -**
26	278 x 240,5	**144250**	**NC -**
34	317,5 x 281	**144251**	**NC -**

Couvercles galbés en acier inox

Pour modèle	Référence	CHF
Tous les 5 l + SAP2S	**144256**	**NC -**
Tous les 12 l	**144257**	**NC -**
Tous les 18 l + SAP-JBN26	**144258**	**NC -**
SAP34	**144259**	**NC -**

Cuve avec rack



Couvercles galbés en polycarbonate transparent

Pour modèle	Référence	CHF
SAP2	**144548**	**NC -**
Tous les 5 l + SAP2S	**144549**	**NC -**
Tous les 12 l	**144550**	**NC -**
Tous les 18 l +SAP-JBN26	**144551**	**NC -**

Couvercles plats en inox avec anneaux

Pour modèle	Référence	CHF
Tous les 5 l + SAP2S	**144260**	**NC -**
Tous les 12 l	**144261**	**NC -**
Tous les 18 l +SAP-JBN26	**144262**	**NC -**
SAP34	**144263**	**NC -**

Couvercle galbé inox



Couvercle en polycarbonate



Bains-marie digitaux

- ➤ **Cuve en acier inoxydable**
- ➤ **Drain de vidange sur les modèles supérieurs à 10l**
- ➤ **Ecran couleur**
- ➤ **Affichage de la température actuelle et programmée**
- ➤ **Boutons de sélection rapide pour les températures les plus utilisées**
- ➤ **Minuteur intégré**
- ➤ **Couvercle à charnière haut inclus**
- ➤ **Alarme de surchauffe réglable**

Capacité (l)	2	5	10	20	28
Gamme température	Ambiante + 5 °C à 100 °C				
Uniformité de temp.	± 0,2 °C				
Stabilité de temp.	± 0,1 °C				
Dim. ext. l x p x h (mm)	229 x 293 x 305	370 x 305 x 305	370 x 470 x 305	445 x 572 x 393	572 x 445 x 356
Dim. int. l x p x h (mm)	99x109x152	127x274x152	269x295x152	241x432x152	432x241x203
Puissance (W)	120	360	1000	1400	1400
Alimentation	240 V / 50 Hz				
Référence	**847033B**	**847034B**	**847035B**	**847036B**	**847037B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com