Bains-marie SLS LabPro



NOUVEAU

- Affichage LED avec contrôle digital de la température
- Alarme de surchauffe
- Revêtement antimicrobien
- Modèles 22 et 28 l avec vanne de vidange
- Garantie : 3 ans
- Couvercle recommandé pour des températures supérieures à 60 °C (inclus)
- Livré avec couvercle

Volume (l)	2	4	14	22	28
Gamme de température	+5 °C à +99 °C				
Uniformité	± 0,1 °C				
Précision de température	± 0,2 °C				
Dim. internes l x p x h (mm)	300 x 150 x 65	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 200
Dim. externes l x p x h (mm)	332 x 185 x 135	332 x 185 x 290	361 x 332 x 290	538 x 332 x 290	
Référence bains-marie	**257096**	**257097**	**257098**	**257099**	**257100**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Référence du couvercle transparent	-	**257104**	**257105**	**257106**	-
CHF	-	NC -	NC -	NC -	-

Bains-marie double cuves BW Dual series



- 2 cuves séparées avec contrôle individuel
- Contrôle de la température avec PID
- Limiteur de température avec alarme
- Affichage digital LED
- Livré sans couvercle

Modèle	BW-0505H	BW-0510H	BW-1010H	BW-1020H
Volume (l) cuve 1 /cuve 2	3,5 / 3,5	3,5 / 11,5	11,5 / 11,5	11,5 / 20
Température	Ambiante +5 jusqu'à 100 °C ± 0,1			
Dimensions cuve 1 /cuve 2 L x l x p (mm)	240 x 136 x 150 / 240 x 136 x 150	240 x 136 x 150 / 300 x 240 x 200	300 x 240 x 200 / 300 x 240 x 200	300 x 240 x 200 / 498 x 300 x 200
Dimensions (L x l x h) (mm)	590 x 200 x 265	544 x 300 x 318	706 x 300 x 318	844 x 356 x 318
Poids (kg)	9,7	12,4	14	17,6
Référence	**761321**	**761322**	**761323**	**761324**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Un accessoire par cuve 05H, 10H ou 20H.

Couvercles

Type de cuve	BW-05H (3,5 l)	BW-10H (11,5 l)	BW-20H (20 l)
Couvercle bombé transparent PP	**761325**	**761326**	**761327**
CHF	NC -	NC -	NC -
Couvercle plat inox	**761328**	**761329**	**761330**
CHF	NC -	NC -	NC -
Couvercle avec ouverture Ø 80 mm	**761331**	**761333**	**761336**
Nombre d'ouverture	2	4	8
CHF	NC -	NC -	NC -
Couvercle avec ouverture Ø 110 mm	**761332**	**761334**	**761337**
Nombre d'ouverture	1	2	6
CHF	NC -	NC -	NC -
Couvercle avec ouverture Ø 185 mm	-	**761335**	**761338**
Nombre d'ouverture	-	1	2
CHF	-	NC -	NC -

Racks

Type de cuve	BW-05H (3,5l)	BW-10H (11,5l)	BW-20H (20l)
Rack à ressort	-	**761339**	**761340**
CHF	-	NC -	NC -
Demi-plateau réglable	**761341**	**761342**	**761343**
CHF	NC -	NC -	NC -
Racks pour tube Ø 8 mm	**761344**	**761349**	
Nombre de tubes	50	176	
CHF	NC -	NC -	
Racks pour tube Ø 10 mm	**761345**	**761350**	
Nombre de tubes	50	176	
CHF	NC -	NC -	
Racks pour tube Ø 12 mm	**761346**	**761351**	
Nombre de tubes	33	84	
CHF	NC -	NC -	
Racks pour tube Ø 16 mm	**761347**	**761352**	
Nombre de tubes	16	68	
CHF	NC -	NC -	
Racks pour tube Ø 25 mm	**761348**	**761353**	
Nombre de tubes	10	33	
CHF	NC -	NC -	