Bain de sérologie + 60 °C

Volume	3 litres
L x h x p intérieur (mm)	280 x 110 x 80
L x h x p extérieur (mm)	360 x 120 x 130
Puissance	250 W
Capacité (nombre de portoirs)	1
Référence	**069663**
CHF	**NC -**



Bain-marie thermostaté de l'ambiante + 7 °C à + 60 °C.

- **Température préréglée : 37 °C et 56 °C**
- **Température réglable jusqu'à 60 °C**
- **Livré avec thermostat et cuve en polycarbonate**
- **A compléter par un couvercle, portoirs, thermomètres**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
069664	Couvercle plexiglas forme toit pour bain 3 litres	**NC -**
069666	Couvercle plexiglas forme toit pour bain 6 litres	**NC -**
069667	Portoir pour 30 tubes ø 12-14 mm	**NC -**
069698	Portoir pour 30 tubes ø 20 mm	**NC -**
069668	Thermomètre à alcool coudé + 70 °C	**NC -**

Bains thermostatés à agitation

Julabo

Pour le modèle SW23 : la stabilité à haute température est obtenue en partie grâce à l'agitation homogène du liquide du bain. Sécurité de niveau assurée par un flotteur qui coupe toutes les fonctions (en plus de la sécurité de surchauffe ajustable)

- **Technologie à microprocesseurs**
- **Interrupteur central étanche aux éclaboussures**
- **Affichage de la température sélectionnée et de la température réelle**
- **Affichage de la fréquence de l'agitation**
- **Warning pour les températures trop basses ou trop élevées**
- **Minuteur électronique**
- **Ecran multi-affichage de 6 valeurs différentes**
- **Avec sortie RS 232**
- **Capacité de chauffage : 2 kW**



Bains à agitation SW

Référence	Modèle	Température maxi (°C)	Stabilité temp. (°C)	Fréquence d'agitation (rpm)	Volume de remplissage	Amplitude (mm)	L x l x p int. (mm)	L x l x h (mm)	CHF
067722	SW22	99,9	± 0,2	20 - 200	8 à 20 litres	15	300 x 500 x 180	350 x 700 x 260	**NC -**
067723	SW23	99,9	± 0,02	20 - 200	8 à 20 litres	15	300 x 500 x 180	350 x 700 x 260	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
067724	Câble pour interface RS 232 (3 mètres)	**NC -**
067725	Couvercle Makrolon	**NC -**
067887	Couvercle en inox	**NC -**

Plateaux pour Erlenmeyer

Référence	Désignation	CHF
067726	Plateau pour 45 Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
067727	Plateau pour 32 Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
067728	Plateau pour 18 Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
067729	Plateau pour 15 Erlenmeyer 200 ml	**NC -**
067730	Plateau pour 11 Erlenmeyer 250 - 300 ml	**NC -**
067731	Plateau pour 8 Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
067732	Plateau pour 5 Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Plateaux portoirs

Référence	Désignation	CHF
067744	Plateau portoir pour 360 microtubes ø 11/12 mm	**NC -**
067745	Plateau portoir pour 84 tubes ø 30/31 mm	**NC -**

Plateau pour clamps à ressort

Référence	Désignation	CHF
067733	Plateau de base pour clamps à ressort	**NC -**
067734	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 10 ml	**NC -**
067735	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
067736	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
067737	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
067738	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 200 - 250 ml	**NC -**
067739	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 300 ml	**NC -**
067740	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
067741	Clamps à ressort pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Plateau de base et portoirs de tubes

Référence	Désignation	CHF
067746	Plateau de base pour au plus 4 portoirs pour tubes	**NC -**
067747	Portoir pour 60 tubes ø 16/17 mm	**NC -**
067748	Portoir pour 90 tubes ø 12/13 mm	**NC -**
067749	Portoir pour 90 microtubes ø 11/12 mm	**NC -**
067750	Portoir pour 21 tubes ø 30/31 mm	**NC -**

Plateau de base à ressort

Référence	Désignation	CHF
067929	Plateau de base à ressort	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com