NOUVEAU

Bains thermostatés à circulation Magio



068387

- **Idéal pour les applications internes et externes exigeantes**
- **Ecran tactile TFT haute résolution**
- **Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum**
- **Isolation thermique haut de gamme des cuves**
- **Raccord Pt100 externe intégré**
- **Connexion USB, RS232, interface Ethernet**

Modèle	MS-BC4	MX-BC6	MX-BC12	MX-BC26
Volume (l)	4,5	6	12	31
Gamme de température	+20 à +300 °C			
Précision de température	± 0,01 °C			
Pompe de circulation	16 à 31 l/min / 0,24 à 0,92 bar			
Dimensions internes l x p x h (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200
Dimensions externes l x p x h (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Référence	**068378**	**068386**	**068387**	**068388**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Bains thermostatés à circulation Corio C & CD



- **Disponibles avec cuve polycarbonate transparente (BT) ou cuve inox (B)**
- **Affichage LED lumineux**
- **Sécurité de niveau bas par flotteur**
- **Couvercle pour cuve en option**



Modèle de cuve	BT5 / B5	BT9 / B9	B13	B17	BT19 / B19	BT27 / B27	B33	B39
Capacité (mini/maxi) (l)	3,5 / 5	6 / 9	9 / 13	13 / 17	14 / 19	17 / 27	26 / 39	35 / 41
Gamme de température	+ 20 à + 100 °C (sauf Corio CD avec cuve inox : + 20 à + 150 °C)							
Dim. int. l x p x h (mm)	150 x 150 x 150	230 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200	660 x 320 x 150	330 x 300 x 300
Dim. ext. cuve BT l x p x h (mm)	230 x 380 x 380	320 x 380 x 380	-	-	380 x 580 x 380	380 x 580 x 430		
Dim. ext. cuve B l x p x h (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470	910 x 360 x 430	540 x 340 x 570
Bains thermostatés CORIO C pour application interne								
Référence cuve BT	**068049**	**068050**	**-**	**-**	**068051**	**068052**	**-**	**-**
CHF	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	-	-
Référence cuve B	**068053**	**-**	**068054**	**068055**	**068056**	**068057**	**-**	**-**
CHF	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-
Bains thermostatés CORIO CD pour application interne et externe								
Référence cuve BT	**068059**	**-**	**-**	**-**	**068060**	**068061**	**-**	**-**
CHF	NC -	-	-	-	NC -	NC -	-	-
Référence cuve B	**068062**	**-**	**068063**	**068064**	**068065**	**068066**	**068067**	**068068**
CHF	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoire pour bain

Réf.	Désignation	CHF
068091	Serpentin de refroidissement CORIO C/CD	NC -
068435	Set de pompage pour circuit externe pour modèle CD	NC -

Couvercles en acier inoxydable

Pour	Couvercle galbé	CHF	Couvercle plat	CHF
B13/B17	**068098**	NC -	**068101**	NC -
B19/B27, BT19/BT27	**068099**	NC -	**068102**	NC -
B33	**068100**	NC -	**068103**	NC -
B39	-	-	**068104**	NC -
B5/BT5	-	-	**068105**	NC -

Portoirs pour bain

Réf.	Désignation	Pour modèles	CHF
068106	Rack plastique pour 60 tubes dim. 100 x 16/17 mm jusqu'à + 100 °C	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27	NC -
068107	Rack plastique pour 90 tubes dim. 75 x 12/13 jusqu'à 100 °C	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT28	NC -
068108	Rack plastique pour 21 tubes diam. 30 mm	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT29	NC -
068109	Rack acier inox pour 30 tubes dim. 100 x 17 mm jusqu'à 100 °C	Pour B5/BT5	NC -
068110	Rack acier inoxydable pour 42 tubes dim. 75 x 12/13 mm jusqu'à 150 °C	Pour B5/BT5	NC -
068111	Rack acier inoxydable pour 42 tubes dim. 40 x 10/11 mm jusqu'à 150 °C	Pour B5/BT5	NC -
068112	Rack acier inoxydable pour 10 tubes coniques 50 ml	Pour B5/BT5	NC -