Bains thermostatés réfrigérés LT Ecocool Grant-Bio

Modèle	LT Ecocool 100	LT Ecocool 150
Gamme de température (°C)	-20 à 100	-25 à 150
Stabilité de température (±°C)	0,05	0,02
Débit maximum (l/min)	17	14-22 (réglable)
Pression maximale (mbar)	250	350
Volume du réservoir (l)	5	6
Points de calibation	2	5
Interface de communication	-	USB
Branchement sonde de température	-	Mini DIN 6 broches
Programmes	-	1 programme de 30 séquences**
Affichage	Digital à 4 LED	Ecran couleur QVGA TFT
Langues	-	EN, FR, DE, IT, ES
Durée programmable	1 min à 99 hrs 59 mins	
Températures préenregistrées	3	
Alarme T°C	Haute	Basse et haute
Puissance électrique (max) kW 120V/230V	2,16/2,07 (60/50 Hz)	2,28/2,76 (50-60 Hz)
Sécurité	T°C de surchauffe réglable	
Poids (kg)	29	
Référence	**144836**	**144837**
CHF	**NC -**	**NC -**

* Tuyaux fournis capables de résister de -40 °C à +100 °C
** Nécessite le logiciel Labwise (optionnel).



Retrouvez les accessoires pour bains thermostatés Grant-bio sur www.milian.com

- **Contrôle de la température grâce au fonctionnement simultané des unités de chauffage et de refroidissement**
- **Refroidissement actif quelque soit la température demandée**
- **Livrés avec clips, connecteurs et tuyauterie***
- **4 ans de garantie constructeur**

LT Ecocool 100




LT Ecocool 150



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
144841	Logiciel Labwise (uniquement compatible LT Ecoccol 150)	**NC -**
144839	Sonde de température externe flexible en plastique (uniquement compatible LT Ecoccol 150)	**NC -**
144840	Sonde de température externe en inox (uniquement compatible LT Ecoccol 150)	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com