Bains thermostatés à circulation (suite)

Bains thermostatés chauffants / réfrigérés

847009



847002



Thermostat	Advanced digital	Standard digital	MX
Gamme de température	- 30 à + 200 °C	- 30 à + 170 °C	- 30 à + 135 °C
Stabilité de température	± 0,01 °C	± 0,04 °C	± 0,07 °C
Affichage	Tactile LCD 3,75"	Tactile LCD 3,75"	LCD 3,75"
Pompe à circulation	Vitesse variable	2 vitesses	1 vitesses
Minuteur	Oui	Non	
Sonde externe de température	En option	Non	
Interface USB et Ethernet	Oui	Non	
Port série	RS232 et RS485	RS232	Non
Alimentation	240 V - 50 Hz		

Cuve	Dimensions l x p x h (mm)		Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF
7 l *	Extérieures	541 x 221 x 617	847001	NC -	847002	NC -	847003	NC -
	Intérieures	157 x 142 x 127						
15 l	Extérieures	569 x 368 x 683	847005	NC -	847006	NC -	847007	NC -
	Intérieures	212 x 276 x 140						
15 l **	Extérieures	610 x 419 x 683	847009	NC -	-	-	-	-
	Intérieures	250 x 316 x 140						
28 l	Extérieures	672 x 457 x 683	847011	NC -	847012	NC -	-	-
	Intérieures	314 x 359 x 140						

* température minimale -20 °C / ** température minimale - 40 °C

Bains thermostatés à ouverture totale

- **Cuve en acier inox avec revêtement d'isolation**
- **Ouverture totale du couvercle**
- **Contrôleur rotatif à 180° (sauf pour thermostat MX)**
- **Emplacement pour serpentin de refroidissement**
- **Surface externe plus froide au toucher lors de l'utilisation à haute température**

847025



847028



847029



Thermostat	Advanced digital	MX
Gamme de température	Ambiante + 10 à + 150°C	Ambiante + 10 à + 135°C
Stabilité de température	± 0,01 °C	± 0,07 °C
Affichage	Tactile LCD 3,75"	LCD 3,75"
Pompe à circulation	Vitesse variable	1 vitesse
Minuteur	Oui	Non
Sonde externe de température	En option	Non
Interface USB et Ethernet	Oui	Non
Port série	RS232 et RS485	Non
Alimentation	240 V - 50 Hz	

Cuve	Dimensions l x p x h (mm)		Référence	CHF	Référence	CHF
6 l	Extérieures	340 x 206 x 378	847025	NC -	847026	NC -
	Intérieures	110 x 110 x 152				
10 l	Extérieures	253 x 342 x 378	847027	NC -	847028	NC -
	Intérieures	99 x 255 x 152				
20 l	Extérieures	531 x 342 x 378	847029	NC -	847030	NC -
	Intérieures	264 x 228 x 152				

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com